



スロープ

【単位: cm】

スロープの選び方

使用状況	自力走行	非力な介助者	一般の介助者	最大適応段差
	傾斜角度 5 度	傾斜角度 8 度	傾斜角度 10 度	傾斜角度 15 度
	介助なしで使用	高齢者の方が介助	健常者の方が介助	通常に使用できる限界
スロープ長	段差・高さ	段差・高さ	段差・高さ	段差・高さ
40cm	3cm	5cm	6cm	10cm
65cm	5cm	9cm	11cm	15cm
1.0m	8cm	13cm	17cm	24cm
1.2m	10cm	16cm	20cm	30cm
1.5m	13cm	20cm	25cm	37cm
1.75m	15cm	24cm	30cm	43cm
2.0m	17cm	27cm	34cm	50cm
2.4m	20cm	33cm	41cm	60cm
2.85m	24cm	39cm	49cm	73cm

※車いす及び車いす利用者の重さや介助する方の体力により異なります。上記の表はあくまでも目安としてご活用ください。

ケアスロープJ/JC 詳細表 (P63)

【ケアスロープJ組合せ・適応段差目安表】

下端部スロープ種類 下端部適応段差目安		CS-150	CS-175	CS-200	CS-240C	CS-285C
上端部スロープ種類 上端部適応段差目安		21cm(8°) ～26cm(10°)	21cm(7°) ～26cm(9°)	21cm(6°) ～26cm(8°)	21cm(5°) ～26cm(6°)	21cm(4°) ～26cm(5°)
CS-150	38cm(8°)～53cm(12°)	CSJ-300	CSJ-325	CSJ-350	CSJ-390	CSJ-435
CS-175	41cm(8°)～58cm(12°)	CSJ-325	CSJ-350W	CSJ-375	CSJ-415	CSJ-460
CS-200	44cm(8°)～63cm(12°)	CSJ-350	CSJ-375	CSJ-400	CSJ-440	CSJ-485
CS-240C	50cm(8°)～71cm(12°)	CSJ-390	CSJ-415	CSJ-440	CSJ-480	CSJ-525
CS-285C	56cm(8°)～81cm(12°)	CSJ-435	CSJ-460	CSJ-485	CSJ-525	CSJ-570

【ケアスロープJC組合せ・適応段差目安/必要設置寸法表】


品番	使用スロープ	適応段差	傾斜角度	必要設置奥行寸法	必要設置幅寸法
CSJC-150	CS-150	30cm	12°	155cm以上	255cm
CSJC-175	CS-175	30cm	10°		280cm
CSJC-200	CS-200	35cm	10°		300cm
CSJC-240	CS-240C	40cm	10°		340cm
CSJC-285	CS-285C	50cm	10°		390cm

【単位: cm】

●ポータブルスロープ



※最大傾斜角度は15度です。

重 量:2.4kg
耐荷重:180kg
最大適用段差:10

40cmタイプ


アルミ製1枚板
タイプのスロープ。
入り口のちょ
っとした段差に
大変便利です。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●ESKスライドスロープRタイプ



※最大傾斜角度は10度です。

重 量:8.7kg(1本)
耐荷重:250kg
最大適用段差:52
エッジ:5.5

■品番:ESK300R

121 ※2本1組

スライド式で
1.5m ~ 3m ま
で任意の長さで
使用できます。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●インタースロープ

株式会社 エルデン

勾配は14度

MSRP4076

MSRP2076

MSRP1576



屋外の段差解消



玄関(あがりかまち)の段差



玄関先などの段差

耐久性の高い素材により屋外への設置が可能です。住宅改修
が行えない場合に便利です。

品 番	高さ 奥行き	ご利用者負担額			レンタル料金
		1割	2割	3割	
MSRP1076	1.0	円/月	円/月	円/月	円/月
	3.0		円/月	円/月	
MSRP1576	1.5	円/月	円/月	円/月	円/月
	5.0		円/月	円/月	
MSRP2076	2.0	円/月	円/月	円/月	円/月
	7.0		円/月	円/月	
MSRP2576	2.5	円/月	円/月	円/月	円/月
	9.0		円/月	円/月	
MSRP3076	3.0	円/月	円/月	円/月	円/月
	11.0		円/月	円/月	
MSRP3576	3.5	円/月	円/月	円/月	円/月
	13.0		円/月	円/月	
MSRP4076	4.0	円/月	円/月	円/月	円/月
	15.0		円/月	円/月	
MSRP4576	4.5	円/月	円/月	円/月	円/月
	17.0		円/月	円/月	
MSRP5076	5.0	円/月	円/月	円/月	円/月
	19.0		円/月	円/月	
MSRP5576	5.5	円/月	円/月	円/月	円/月
	21.0		円/月	円/月	
MSRP6076	6.0	円/月	円/月	円/月	円/月
	23.0		円/月	円/月	
MSRP6576	6.5	円/月	円/月	円/月	円/月
	25.0		円/月	円/月	




スロープ

【単位: cm】

耐荷重: 300kg

●ケアスロープ

ケアメディックス株式会社



全幅70cmと狭い間口にも対応でき、下端部までエッジがないので狭い場所での乗入れも可能です。

品番	全長 (a)	最大適用 段差	折りたたみ時 厚み(b)	ご利用者負担額			レンタル料金
		重量(kg)	エッジ				
CS-65	65	15	8.0	1割	円/月	2割	円/月
		3	2.5			3割	
CS-100	100	24	8.0	1割	円/月	2割	円/月
		5	2.5			3割	
CS-120	120	30	8.0	1割	円/月	2割	円/月
		6	2.5			3割	
CS-150	150	37	10.0	1割	円/月	2割	円/月
		8	2.5			3割	
CS-175	175	43	10.0	1割	円/月	2割	円/月
		9	2.5			3割	
CS-200	200	50	10.0	1割	円/月	2割	円/月
		10	2.5			3割	
CS-240C	240	60	10.0	1割	円/月	2割	円/月
		12	2.5			3割	
CS-285C	285	73	11.0	1割	円/月	2割	円/月
		15	3.5			3割	

●ケアスロープJ

ケアメディックス株式会社

※サイズの詳細表はP61



※設置イメージです。

ジョイント台を使用することで、玄関ポーチ等にある多段差を解消できます。様々な住環境に対応し、緩やかな傾斜を実現します。

■ケアスロープJC

ケアメディックス株式会社

※サイズの詳細表はP61



※設置イメージです。

掃き出し窓などスロープをまっすぐに設置できない場所に適しています。適応段差は30cm～50cmです。

●ケアスロープT

ケアメディックス株式会社



※設置イメージです。

地面とのすき間に傾斜補正台を敷くことで勾配のある場所でも安心して設置可能になります。4～6cmまで高さ調整可能です。

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。

【単位: cm】

種 類	品 番	スロープ 長さ	合計 重量	適応段差 (高さ/傾斜)目安	ご利用者負担額				レンタル料金
ケアスロープJ	CSJ-300	300	28	P61 ケアスロープJ詳細表参照	1割	円/月	2割 3割	円/月 円/月	円/月
	CSJ-325	325	29		1割	円/月	2割 3割	円/月 円/月	円/月
	CSJ-350	350	30		1割	円/月	2割 3割	円/月 円/月	円/月
	CSJ-350W	350	30		1割	円/月	2割 3割	円/月 円/月	円/月
	CSJ-375	375	31		1割	円/月	2割 3割	円/月 円/月	円/月
	CSJ-390	390	32		1割	円/月	2割 3割	円/月 円/月	円/月
	CSJ-400	400	32		1割	円/月	2割 3割	円/月 円/月	円/月
	CSJ-415	415	33		1割	円/月	2割 3割	円/月 円/月	円/月
	CSJ-435	435	35		1割	円/月	2割 3割	円/月 円/月	円/月
	CSJ-440	440	34		1割	円/月	2割 3割	円/月 円/月	円/月
	CSJ-460	460	36		1割	円/月	2割 3割	円/月 円/月	円/月
	CSJ-480	480	36		1割	円/月	2割 3割	円/月 円/月	円/月
	CSJ-485	485	37		1割	円/月	2割 3割	円/月 円/月	円/月
	CSJ-525	525	39		1割	円/月	2割 3割	円/月 円/月	円/月
	CSJ-570	570	42		1割	円/月	2割 3割	円/月 円/月	円/月
ケアスロープJC	CSJC-150	150	30	30(12°)	1割	円/月	2割 3割	円/月 円/月	円/月
	CSJC-175	175	31	30(10°)	1割	円/月	2割 3割	円/月 円/月	円/月
	CSJC-200	200	32	35(10°)	1割	円/月	2割 3割	円/月 円/月	円/月
	CSJC-240	240	34	40(10°)	1割	円/月	2割 3割	円/月 円/月	円/月
	CSJC-285	285	37	50(10°)	1割	円/月	2割 3割	円/月 円/月	円/月
ケアスロープT	CST-120	120	9	4~6 (3°~5°)	1割	円/月	2割 3割	円/月 円/月	円/月
	CST-150	150	11	4~6 (3°~5°)	1割	円/月	2割 3割	円/月 円/月	円/月
	CST-175	175	12	4~6 (3°~5°)	1割	円/月	2割 3割	円/月 円/月	円/月
	CST-200	200	13	4~6 (3°~5°)	1割	円/月	2割 3割	円/月 円/月	円/月
	CST-240	240	15	4~6 (3°~5°)	1割	円/月	2割 3割	円/月 円/月	円/月
	CST-285	285	18	4~6 (3°~5°)	1割	円/月	2割 3割	円/月 円/月	円/月

※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。 ※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。

※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。

※環境によっては設置できない場合がございます。

介護保険
レンタル
対象品特殊寝台・
特殊寝台
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器自動排泄
処理装置介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具住宅改修
について



スロープ

福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与


コード
17-1008コード
67-1008

【単位:cm】

◆ダイアスロープR / N

シンエイテクノ株式会社

数量限定



勾配は14度

歩く人も、車いすを押してもらって出入りする人にも安心な角度設定です。



室内の段差解消




廊下や床に置くだけでゴムのすべり止め効果で簡単にずれません。住宅改修が行えない賃貸住宅などの敷居に便利です。

※屋外や直射日光が当たる場所では使用できません。

品 番	高さ(a) 奥行き(b)		ご利用者負担額		レンタル料金
	1割	2割	1割	2割	
DSR76-10	1.0	円/月	2割	円/月	円/月
	3.5	円/月	3割	円/月	
DSR76-15	1.5	円/月	2割	円/月	円/月
	5.5	円/月	3割	円/月	
DSR76-20	2.0	円/月	2割	円/月	円/月
	7.5	円/月	3割	円/月	
DSR76-25	2.5	円/月	2割	円/月	円/月
	9.5	円/月	3割	円/月	
DSR76-30	3.0	円/月	2割	円/月	円/月
	11.5	円/月	3割	円/月	
DSR76-35	3.5	円/月	2割	円/月	円/月
	13.5	円/月	3割	円/月	
DSR76-40	4.0	円/月	2割	円/月	円/月
	15.5	円/月	3割	円/月	
DSR76-45	4.5	円/月	2割	円/月	円/月
	17.5	円/月	3割	円/月	
DSR76-50	5.0	円/月	2割	円/月	円/月
	20	円/月	3割	円/月	
DS76N-55	5.5	円/月	2割	円/月	円/月
	22	円/月	3割	円/月	
DS76N-60	6.0	円/月	2割	円/月	円/月
	24	円/月	3割	円/月	
DS76N-65	6.5	円/月	2割	円/月	円/月
	26	円/月	3割	円/月	

■LスロープFK 1500



重 量:28.1kg

耐荷重:250kg

最大適用段差:26

写真は90° の場合です

■品番:643-215

カーブ角度が30°・60°・90° に調整可能で、限られたスペースに設置できます。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。 ※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※環境によっては設置できない場合がございます。