



スロープ

【単位: cm】

スロープの選び方

使用状況	自力走行	非力な介助者	一般の介助者	最大適応段差
	傾斜角度 5 度 	傾斜角度 8 度 	傾斜角度 10 度 	傾斜角度 15 度
	介助なしで使用	高齢者の方が介助	健常者の方が介助	通常に使用できる限界
スロープ長	段差・高さ	段差・高さ	段差・高さ	段差・高さ
65cm	5cm	9cm	11cm	16cm
1.0m	8cm	13cm	17cm	25cm
1.2m	10cm	16cm	20cm	31cm
1.5m	13cm	20cm	26cm	38cm
1.75m	15cm	24cm	30cm	45cm
2.0m	17cm	27cm	34cm	51cm
2.4m	20cm	33cm	41cm	62cm
2.85m	24cm	39cm	49cm	73cm

※車いす及び車いす利用者の重さや介助する方の体力により異なります。上記の表はあくまでも目安としてご活用ください。

スロープ詳細表

商品名	品番	全長(a) (cm)	全幅		厚み(b) (cm)	最大 適用段差 (cm)	重量 (kg)	耐荷重 (kg)	エッジ (cm)
			使用時 (cm)	折りたたみ時 (cm)					
ケアスロープ	CS-65	65.0	70.0	35.7	8.0	15.0	3.0	300	2.5
	CS-100	100.0	70.0	35.7	8.0	24.0	5.0	300	2.5
	CS-120	120.0	70.0	35.7	8.0	30.0	6.0	300	2.5
	CS-150	150.0	70.0	35.7	10.0	37.0	8.0	300	2.5
	CS-175	175.0	70.0	35.7	10.0	43.0	9.0	300	2.5
	CS-200	200.0	70.0	35.7	10.0	50.0	10.0	300	2.5
	CS-240C	240.0	70.0	35.7	10.0	60.0	12.0	300	2.5
	CS-285C	285.0	70.0	35.7	11.0	73.0	15.0	300	3.5
ESKスライドスロープRタイプ	ESK300R	150.0 ~ 300.0	25.0	—	—	52.0	8.7	250	5.5
LスロープFK	643-215	260.0	73.0	—	—	26.0	25.5	250	4.0

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。
 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
 ※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

【単位: cm】

耐荷重: 300kg

●ケアスロープ

ケアメディックス株式会社



全幅70cmと狭い間口にも対応でき、下端部までエッジがないので狭い場所での乗入れも可能です。

品番	全長 (a)	最大適用 段差	折りたたみ時 厚み(b)	ご利用者負担額			レンタル料金
		重量(kg)	エッジ				
CS-65	65	15	8.0	1割	円/月	2割 円/月	円/月
		3	2.5			3割 円/月	
CS-100	100	24	8.0	1割	円/月	2割 円/月	円/月
		5	2.5			3割 円/月	
CS-120	120	30	8.0	1割	円/月	2割 円/月	円/月
		6	2.5			3割 円/月	
CS-150	150	37	10.0	1割	円/月	2割 円/月	円/月
		8	2.5			3割 円/月	
CS-175	175	43	10.0	1割	円/月	2割 円/月	円/月
		9	2.5			3割 円/月	
CS-200	200	50	10.0	1割	円/月	2割 円/月	円/月
		10	2.5			3割 円/月	
CS-240C	240	60	10.0	1割	円/月	2割 円/月	円/月
		12	2.5			3割 円/月	
CS-285C	285	73	11.0	1割	円/月	2割 円/月	円/月
		15	3.5			3割 円/月	

●ケアスロープJ

ケアメディックス株式会社



※設置イメージです。サイズ・レンタル料金は
お問い合わせください。

ジョイント台を使用することで、玄関ポーチ
等にある多段差を解消できます。様々な住
環境に対応し、緩やかな傾斜を実現します。

■ケアスロープJC

ケアメディックス株式会社



※設置イメージです。サイズ・レンタル料金は
お問い合わせください。

掃き出し窓などスロープをまっすぐに
設置できない場所に適しています。
適応段差は30cm～50cmです。

●ケアスロープT

ケアメディックス株式会社



※設置イメージです。サイズ・レンタル料金は
お問い合わせください。

地面とのすき間に傾斜補正台を敷くことで
勾配のある場所でも安心して設置可能にな
ります。4～6cmまで高さ調整可能です。



スロープ

【単位:cm】

◆インタースロープ

株式会社 **モルテン**

勾配は14度



屋外の段差解消



玄関(あがりかまち)の段差



玄関先などの段差


耐久性の高い素材により屋外への設置が可能です。住宅改修が行えない場合に便利です。

品番	高さ		ご利用者負担額			レンタル料金
	奥行き					
MSRP1076	1.0	1割	円/月	2割	円/月	円/月
	3.0			3割	円/月	
MSRP1576	1.5	1割	円/月	2割	円/月	円/月
	5.0			3割	円/月	
MSRP2076	2.0	1割	円/月	2割	円/月	円/月
	7.0			3割	円/月	
MSRP2576	2.5	1割	円/月	2割	円/月	円/月
	9.0			3割	円/月	
MSRP3076	3.0	1割	円/月	2割	円/月	円/月
	11.0			3割	円/月	
MSRP3576	3.5	1割	円/月	2割	円/月	円/月
	13.0			3割	円/月	
MSRP4076	4.0	1割	円/月	2割	円/月	円/月
	15.0			3割	円/月	
MSRP4576	4.5	1割	円/月	2割	円/月	円/月
	17.0			3割	円/月	
MSRP5076	5.0	1割	円/月	2割	円/月	円/月
	19.0			3割	円/月	
MSRP5576	5.5	1割	円/月	2割	円/月	円/月
	21.0			3割	円/月	
MSRP6076	6.0	1割	円/月	2割	円/月	円/月
	23.0			3割	円/月	
MSRP6576	6.5	1割	円/月	2割	円/月	円/月
	25.0			3割	円/月	

◆ESKスライドスロープRタイプ



引き伸ばし時



収納時

※2本1組



プロテクター



持ち運びイメージ

重量:8.7kg(1本)
耐荷重:250kg

最大適用段差52cm

※最大傾斜角度は10度です。



使用イメージ

■品番:ESK300R

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	

スライド式で1.5m~3mまで任意の長さで使用できるため、これ1組で複数段差に使用可能です。


※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

【単位: cm】

◆ダイヤスロープR

シンエイテクノ株式会社

数量限定



勾配は14度

歩く人も、車いすを押してもらって出入りする人にも安心な角度設定です。



室内の段差解消




廊下や床に置くだけでゴムのすべり止め効果で簡単にずれません。住宅改修が行えない賃貸住宅などの敷居に便利です。

※屋外や直射日光が当たる場所では使用できません。

品番	高さ(a) 奥行き(b)	ご利用者負担額		レンタル料金
		1割	2割 3割	
DSR76-10	1.0	円/月	円/月	円/月
	3.5		円/月	
DSR76-15	1.5	円/月	円/月	円/月
	5.5		円/月	
DSR76-20	2.0	円/月	円/月	円/月
	7.5		円/月	
DSR76-25	2.5	円/月	円/月	円/月
	9.5		円/月	
DSR76-30	3.0	円/月	円/月	円/月
	11.5		円/月	
DSR76-35	3.5	円/月	円/月	円/月
	13.5		円/月	
DSR76-40	4.0	円/月	円/月	円/月
	15.5		円/月	
DSR76-45	4.5	円/月	円/月	円/月
	17.5		円/月	
DSR76-50	5.0	円/月	円/月	円/月
	20		円/月	

■LスロープFK 1500

重量:28.1kg
耐荷重:250kg
最大適用段差:26

写真は90° の場合です

■品番:643-215

カーブ角度が30°・60°・90°に調整可能で、限られたスペースに設置できます。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。
 ※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。 ※環境によっては設置できない場合がございます。