



歩行補助つえ

【単位:cm】

●カーボン四点可動式スモールタイプ

SHIMA SHIMA PRODUCT

① かすみ草 ② カーボン柄グレー

重量:440g
握り径:φ30

88
62.5
11段階

88
62.5
11段階

17° 17°

支柱が前後に可動、路面に接地しやすいので坂道などでも使用しやすい四点式です。

ベース部:10×10 ベース部:10×10

■品番:① 74MC-F2 / ② 74MC-3

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	

円/月 非

●四点可動式オン・オフさん

SHIMA SHIMA PRODUCT

① ストライプB ② 桜エンジ

重量:430g
握り径:φ31

89
63.5
11段階

89
63.5
11段階

15° 15°

切替ネジを回して、可動・固定の切替が可能。使用環境や身体状況に合わせることができます。

ベース部:10×10 ベース部:10×10

■品番:① 77MC-S4 / ② 77MC-C5

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	

円/月 非

◆かる楽4点杖360スマートガード付き

SINANO

重量:530g
耐荷重:100kg
握り径:φ35

90
65
11段階

90
65
11段階

支柱が全方位360度可動して路面の傾斜に対応します。ソフトグリップタイプです。

ベース部:9.6×9.6

■品番:640052

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	

円/月 非

●テトラ・ケイン

田辺プレス(株)

S M

重量: S 440g
M 460g
垂直耐荷重:75kg
(4点接地時)
握り径:φ34

75
60
16段階

85
70
16段階

マグネシウム合金製で非常に軽く、また高強度で使用者に負担をかけない仕様です。1cm単位で高さ調整ができます。

ベース部:22×16 ベース部:22×16

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	

円/月 非

●アルミ製四点杖

重量:①800g ②750g ③910g
耐荷重:80kg

①スモール ②レギュラー ③ラージ

85
62
10段階

95
72
10段階

95
72
10段階

ベース部:21×16 ベース部:21×14 ベース部:31×20

■品番:① T-2211 / ② MRA-01612 / ③ MRA-01621

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	

円/月 非

■楽スマ・スリーベース

HOSPITA 新規採用

重量:320g
耐荷重:100kg
握り径:φ20

88
67
8段階

ベース部:11.5×11

軽量で3面先ゴムが歩行をサポート。2面で着地時の衝撃を吸収。3面でしっかり接地し1面が蹴り出しをサポート。握りやすいスリムネックタイプです。

■品番:R-103

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	

円/月 非

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※マークは非課税の商品です。
 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。

[単位: cm]

●オールアルミ4点支柱杖

株式会社 マキテック

重 量: 600g
耐荷重: 80kg
握り径: φ35

ベース部: 19×16

■品番: OT-500

オールアルミ
製のおしゃれ
な花柄で外出
するのが楽し
くなります。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月		
3割	円/月		円/月(非)

●コンパクトサイドケイン

幸和製作所

重 量: 1.3kg
耐荷重: 100kg
握り径: φ28

■品番: HKS01

片マヒの方は
もちろん、ベ
ッドやトイレ
からの立ちあ
がり補助にも
使えます。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月(非)
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●サイドウォーカー

Wheel Chair
Miki重 量: 1.75kg
耐荷重: 100kg
握り径: φ22

■品番: MRB-02031

立ちあがりの
支持や歩行バ
ランスを保つ
のに適してい
ます。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月(非)
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●ロフトストランドクラッチ(大) 1本

CRYSTAL
HOME HEALTH CARE PRODUCTS重 量: 650g
耐荷重: 100kg
握り径: φ39

■品番: KR-97BA

前腕で支持する
ことにより身体を
支えます。プラス
チック樹脂製ア
ームカフの採用で
前腕にやさしくフ
ィットします。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 (非)
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●ロフトストランドクラッチ 1本

株式会社 赤井

重 量: 530g
耐荷重: 160kg
握り部: 約2.5×4


■品番: No.2661

プラスチックカフ
ですので、温めて
カフを広げること
ができます。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月(非)
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●合わせてパッチン 1本

MISSIN

重 量: 910g
握り径: φ40


■品番: TY156M

蝶ネジを外す
などの面倒な
作業がなく、ワ
ンタッチで握
り高さの調整
が可能です。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月(非)
	2割	円/月	
	3割	円/月	


杖の長さの合わせ方

通常使用する履き物を履き、力を抜いて自然に立ってください。腕を真下に下ろした時の床から手首までの長さで合わせます。



杖の使い方

下図の②～⑤の動作を繰り返すことで歩行が出来ます。

(例) 右手で使用する場合
右手側: 健側
左手側: 患側

- ①グリップをしっかり握る。 ③4つの脚先を接地させる。 ④左足(患側)を前に出す。
②持ち上げて前へ出す。 ⑤右足(健側)を前に出す。

●上図では杖の一般的な使用方法を(3動作歩行)を説明しています。
ご使用される方の身体状況により杖の正しい使用法は異なります。
※通常、基本的に杖は健側の手で持ち使用します。

介護保険
レンタル
対象品特殊寝台・
特殊寝台
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器自動排泄
処理装置介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具住宅改修
について