



歩行補助つえ

【単位:cm】

●カーボン四点可動式スモールタイプ

SHIMA SHIMA PRODUCT

① かすみ草 ② カーボン柄グレー

重量:440g
握り径:φ30

88
62.5
11段階

88
62.5
11段階

17° 17°

支柱が前後に可動、路面に接地しやすいので坂道などでも使用しやすい四点式です。

ベース部:10×10 ベース部:10×10

■品番:① 74MC-F2 / ② 74MC-3

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	

円/月 非

●四点可動式オン・オフさん

SHIMA SHIMA PRODUCT

① ストライプB ② 桜エンジ

重量:430g
握り径:φ31

89
63.5
11段階

89
63.5
11段階

15° 15°

切替ネジを回して、可動・固定の切替が可能。使用環境や身体状況に合わせることができます。

ベース部:10×10 ベース部:10×10

■品番:① 77MC-S4 / ② 77MC-C5

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	

円/月 非

◆かる楽4点杖360スマートガード付き

SINANO

重量:530g
耐荷重:100kg
握り径:φ35

90
65
11段階

90
65
11段階

支柱が全方位360度可動して路面の傾斜に対応します。ソフトグリップタイプです。

ベース部:9.6×9.6

■品番:640052

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	

円/月 非

●テトラ・ケイン

田辺プレス(株)

S M

重量:S 440g
M 460g
垂直耐荷重:75kg
(4点接地時)
握り径:φ34

75
60
16段階

85
70
16段階

マグネシウム合金製で非常に軽く、また高強度で使用者に負担をかけない仕様です。1cm単位で高さ調整ができます。

ベース部:22×16 ベース部:22×16

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	

円/月 非

●アルミ製四点杖

重量:①800g ②750g ③910g
耐荷重:80kg

①スモール ②レギュラー ③ラージ

85
62
10段階

95
72
10段階

95
72
10段階

ベース部:21×16 ベース部:21×14 ベース部:31×20

■品番:① T-2211 / ② MRA-01612 / ③ MRA-01621

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	

円/月 非

■楽スマ・スリーベース

HOSPITA 新規採用

重量:320g
耐荷重:100kg
握り径:φ20

88
67
8段階

ベース部:11.5×11

軽量で3面先ゴムが歩行をサポート。2面で着地時の衝撃を吸収。3面でしっかり接地し1面が蹴り出しをサポート。握りやすいスリムネックタイプです。

■品番:R-103

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	

円/月 非

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※㊟マークは非課税の商品です。
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。

[単位: cm]

●オールアルミ4点支柱杖

株式会社 マキテック

重量: 600g
耐荷重: 80kg
握り径: φ35

ベース部: 19×16

■品番: OT-500

ご利用者負担額	1割	2割	3割	円/月	レンタル料金
				円/月	円/月(非)

●コンパクトサイドケイン

幸和製作所

重量: 1.3kg
耐荷重: 100kg
握り径: φ28

■品番: HKS01

ご利用者負担額	1割	2割	3割	円/月	レンタル料金
				円/月	円/月(非)

片マヒの方はもちろん、ベッドやトイレからの立ちあがり補助にも使えます。

●サイドウォーカー

Wheel Chair
Miki重量: 1.75kg
耐荷重: 100kg
握り径: φ22

■品番: MRB-02031

ご利用者負担額	1割	2割	3割	円/月	レンタル料金
				円/月	円/月(非)

立ちあがりの支持や歩行バランスを保つのに適しています。

●ロフトストランドクラッチ(大) 1本

CRYSTAL
HOME HEALTH CARE PRODUCTS重量: 650g
耐荷重: 100kg
握り径: φ39

■品番: KR-97BA

ご利用者負担額	1割	2割	3割	円/月	レンタル料金
				円/月	円/月(非)

前腕で支持することにより身体を支えます。プラスチック樹脂製アームカフの採用で前腕にやさしくフィットします。

●ロフトストランドクラッチ 1本

株式会社 赤井

重量: 530g
耐荷重: 160kg
握り部: 約2.5×4


■品番: No.2661

ご利用者負担額	1割	2割	3割	円/月	レンタル料金
				円/月	円/月(非)

プラスチックカフですので、温めてカフを広げることができます。

●合わせてパッチン 1本

MISSIN

重量: 910g
握り径: φ40


■品番: TY156M

ご利用者負担額	1割	2割	3割	円/月	レンタル料金
				円/月	円/月(非)

蝶ネジを外すなどの面倒な作業がなくワンタッチで握り高さの調整が可能です。


杖の長さの合わせ方

通常使用する履き物を履き、力を抜いて自然に立ってください。腕を真下に下ろした時の床から手首までの長さで合わせます。



杖の使い方

下図の②～⑤の動作を繰り返すことで歩行が出来ます。

(例) 右手で使用する場合
右手側: 健側
左手側: 患側

- ①グリップをしっかり握る。 ③4つの脚先を接地させる。 ④左足(患側)を前に出す。
②持ち上げて前へ出す。 ⑤右足(健側)を前に出す。

●上図では杖の一般的な使用方法を(3動作歩行)を説明しています。
ご使用される方の身体状況により杖の正しい使用法は異なります。
※通常、基本的に杖は健側の手で持ち使用します。

介護保険
レンタル
対象品特殊寝台・
特殊寝台
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器自動排泄
処理装置介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具住宅改修
について