



歩行補助つえ

【単位:cm】

●カーボン四点可動式スモールタイプ

SHIMA SHIMA PRODUCT

1 かすみ草 2 カーボン柄グレー

重量:440g
握り径:φ30

88
62.5
11段階

88
62.5
11段階

17° 17°

支柱が前後に可動、路面に接地しやすいので坂道などでも使用しやすい四点式です。

ベース部:10×10 ベース部:10×10

■品番:① 74MC-F2 / ② 74MC-3

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 ⑤
	3割	円/月	

●四点可動式オン・オフさん

SHIMA SHIMA PRODUCT

1 ストライプB 2 桜エンジ

重量:430g
握り径:φ31

89
63.5
11段階

89
63.5
11段階

15° 15°

切替ネジを回して、可動・固定の切替が可能。使用環境や身体状況に合わせることができます。

ベース部:10×10 ベース部:10×10

■品番:① 77MC-S4 / ② 77MC-C5

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 ⑤
	3割	円/月	

◆かる楽4点杖360スマートガード付き

SINANO

重量:530g
耐荷重:100kg
握り径:φ35

90
65
11段階

ダークブルー

ベース部:9.6×9.6

支柱が全方位360度に可動して路面の傾斜に対応します。ソフトグリップタイプです。

■品番:640052

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 ⑤
	3割	円/月	

■楽スマ・スリーベース

HOSPITA We support & care for human

新規採用

重量:320g
耐荷重:100kg
握り径:φ20

88
67
11段階

ブルー

ベース部:11.5×11

軽量で3面先ゴムが歩行をサポート。2面で着地時の衝撃を吸収。3面でしっかり接地し1面が蹴り出しをサポート。握りやすいスリムネックタイプです。

■品番:R-103

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 ⑤
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●4点支持ステッキR80型

(株)ひまわり

1 赤花柄 2 シルバー花柄 3 茶木目柄

重量:565g
耐荷重:100kg
握り径:φ35

88
65.5
10段階

ベース部:21×14.5 ベース部:21×14.5 ベース部:21×14.5

■品番:① R08001 / ② R08002 / ③ R08003

軽量で、外出するのが楽しくなる、おしゃれな柄付4点杖です。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 ⑤
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●テトラ・ケイン

田辺プレス(株)

S M

重量:S 440g
M 460g
垂直耐荷重:75kg
(4点接地時)
握り径:φ34

75
60
16段階

85
70
16段階

ベース部:22×16 ベース部:22×16

マグネシウム合金製で非常に軽く、また高強度で使用者に負担をかけない仕様です。1cm単位で高さ調整ができます。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 ⑤
	3割	円/月	

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※⑤マークは非課税の商品です。
 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
 ※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

【単位: cm】

●4点支持杖

重量: ①800g
②1.0kg
耐荷重: 80kg
握り径: φ35グリップ部を回
転させることで
左右どちらでも
使用できます。

■品番: ①スモールベース T-2203 / ②ラージベース T-2103

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	レンタル料金
				円/月	円/月(非)

●コンパクトサイドケイン

重量: 1.3kg
耐荷重: 100kg
握り径: φ28片マヒの方は
もちろん、ベ
ッドやトイレ
からの立ちあ
がり補助にも
使えます。

■品番: HKS01

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	レンタル料金
				円/月	円/月(非)


●バランスウォーカー

重量: 約1.6kg
耐荷重: 80kg
握り径: φ35立ちあがりの
支持や歩行バ
ランスを保つ
のに適してい
ます。

■品番: T-5503

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	レンタル料金
				円/月	円/月(非)

●合わせてパッチン 1本

重量: 910g
握り径: φ40蝶ネジを外す
などの面倒な
作業がなくワ
ンタッチで握
り高さの調整
が可能です。

■品番: TY156M

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	レンタル料金
				円/月	円/月(非)

●ロフトスタンドクラッチ 1本

重量: 530g
耐荷重: 160kg
握り部: 約2.5×4プラスチックカフ
ですので、温めて
カフを広げるこ
とができます。

■品番: No.2661

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	レンタル料金
				円/月	円/月(非)


●OPOレギュラークラッチ 1本

重量: 500g
耐荷重: 130kg
握り部: 3.0×4.3
適応身長: 135~190cm軽くてシンプ
ルなオープンカフ
のロフトスタン
ドクラッチです。

■品番: チャコルグレー 21-2-1 / ブルー 21-2-2


ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	レンタル料金
				円/月	円/月(非)

杖の長さの合わせ方

通常使用する履き物を履き、力を抜いて
自然に立ってください。腕を真下に下ろ
した時の床から手首までの長さで合わ
せます。

杖の使い方

下図の②～⑤の動作を繰り返すことで歩行が出来ます。

(例) 右手で使用する場合
右手側: 健側
左手側: 患側

- ①グリップをしっかり握る。 ③4つの脚先を接地させる。 ④左足(患側)を前に出す。
②持ち上げて前へ出す。 ⑤右足(健側)を前に出す。

●上図では杖の一般的な使用方法を(3動作歩行)を説明しています。
ご使用される方の身体状況により杖の正しい使用法は異なります。
※通常、基本的に杖は健側の手で持ち使用します。