




# 歩行器

## 歩行器の使い方

### 固定型

フレームが固定されている歩行補助器です。



- ①歩行器のグリップをしっかりと握る。
- ②③持ち上げて前に出す。
- ④少しずつ移動する。

### 固定型



セーフティーアーム  
ウォーカー (P93)



セーフティーアーム  
ウォーカーSS (P93)

### キャスター付



セーフティーアーム  
Vタイプウォーカー (P94)



セーフティーアームウォーカー  
Cタイプ (P93)

### 前輪360°



ハッピーミニ  
(P97)



ハッピーII (P97)



ハッピーIIトール  
(P97)

# 握手

### 持ち運びに便利



ヘルシーワンキャンシット・  
ヌーボー (P95)



ヘルシーワンライト  
カラフル (P95)



ヘルシーワンW  
(P95)



ピュプレストマム  
(P95)



ヘルシーワンレジェール  
(P95)

### コンパクトタイプ



シンフォニーSP  
(P96)



アイルウォークα  
(P96)



ティコブリトル  
(P96)



ティコブリトル  
ハイII (P95)



アイルウォークライト  
(P96)

### 買い物に便利



ティコブリトル  
ワゴン (P98)



ショッピング  
ターン (P98)



シンフォニー  
ラクーン (P98)



セーフティーアームロータ  
SPタイプ (P98)



スーディ(買物用)  
カウサポ (P98)



シンフォニースリムBOX  
(P98)

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。

## 馬蹄型

## 屋 内

カーボンウォーカーⅡ  
(P94)MgウォーカーⅢ型  
(P94)アルコー1型/1S型  
(P101)らくらくウォーカー  
(6輪)  
(P101)室内用歩行器  
パノラ(P101)アルコークローバーG  
(P101)セーフティーアームウォーカー  
Mタイプ(P93)セーフティーアームウォーカー  
Lタイプ(P93)スライドフィットEX  
(P93)スムーディ  
(室内用)カジサポ(P94)テイクコブリトル  
ホーム(P94)テイクコブリトル  
ホームF(P101)

## テーブル付

## 抵抗器付

ラビット歩行補助車  
(P100)

## 肘置き型



シトレア(P100)

## 前腕支持

## スリムタイプ

セーフティーアーム  
ローレータポケット(P97)シンフォニーSP  
スリム(P96)テイクコブリトル  
スリム(P96)

## 酸素ボンベ用

テイクコブリトル  
ボンベ(P101)

## 電動アシスト



RT.3(P100)



RT.2(P100)

## 自動駐車ブレーキ付



ジスタ(P99)

## 抑速ブレーキ



コンパル(P99)

リトルターン  
抑速付き(P99)U WalkerⅡ  
(P99)コンパルリハモ  
(P100)

## 屋 外



# 歩行器

【単位:cm】



## ●セーフティーアームウォーカーシリーズ

| 脚タイプ                                                                                        | サイズ | スタンダード                                                    | ハイ                                                         | ミニ                                                         | SS                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>固定式タイプ</b><br><br>すべりにくいゴム付き<br>歩行器の基本「固定式」。手脚のリハビリに便利です。下段グリップは床からの立ち上がりにも使えます。         |     | 使用者身長(目安)<br>130～150<br>重量:2.8kg<br>耐荷重:100kg<br>■品番:SAW  | 使用者身長(目安)<br>145～170<br>重量:3.0kg<br>耐荷重:100kg<br>■品番:SAWH  | 使用者身長(目安)<br>115～135<br>重量:2.7kg<br>耐荷重:100kg<br>■品番:SAWS  | 使用者身長(目安)<br>115～135<br>重量:2.5kg<br>耐荷重:75kg<br>■品番:SAWSS  |
|                                                                                             |     |                                                           |                                                            |                                                            |                                                            |
|                                                                                             |     |                                                           |                                                            |                                                            |                                                            |
|                                                                                             |     |                                                           |                                                            |                                                            |                                                            |
| <b>Cタイプ</b><br><br>前輪 後輪<br>前輪は一方に固定されているので、少しずつ、ゆっくり歩行する方に。後輪は荷重をかけるとストッパーになります。           |     | 使用者身長(目安)<br>140～160<br>重量:3.1kg<br>耐荷重:100kg<br>■品番:SAWC | 使用者身長(目安)<br>155～180<br>重量:3.3kg<br>耐荷重:100kg<br>■品番:SAWCH | 使用者身長(目安)<br>125～145<br>重量:2.9kg<br>耐荷重:100kg<br>■品番:SAWCs | 使用者身長(目安)<br>125～145<br>重量:2.7kg<br>耐荷重:75kg<br>■品番:SAWCSS |
|                                                                                             |     |                                                           |                                                            |                                                            |                                                            |
|                                                                                             |     |                                                           |                                                            |                                                            |                                                            |
|                                                                                             |     |                                                           |                                                            |                                                            |                                                            |
| <b>Mタイプ</b><br><br>前輪 後輪<br>前輪3インチのスイングキャスターが自在に動き、方向転換や歩行がスムーズにできます。                       |     | 使用者身長(目安)<br>140～165<br>重量:3.5kg<br>耐荷重:100kg<br>■品番:SAWM | 使用者身長(目安)<br>160～185<br>重量:3.7kg<br>耐荷重:100kg<br>■品番:SAWMH | 使用者身長(目安)<br>130～150<br>重量:3.3kg<br>耐荷重:100kg<br>■品番:SAWMS | 使用者身長(目安)<br>130～150<br>重量:3.1kg<br>耐荷重:75kg<br>■品番:SAWMSS |
|                                                                                             |     |                                                           |                                                            |                                                            |                                                            |
|                                                                                             |     |                                                           |                                                            |                                                            |                                                            |
|                                                                                             |     |                                                           |                                                            |                                                            |                                                            |
| <b>Lタイプ</b><br><br>前輪 後輪<br>前輪5インチの大型ゴムキャスターなので屋内・屋外で使用できます。後輪はツイン3インチキャスター付きで地面にしっかり接地します。 |     | 使用者身長(目安)<br>155～175<br>重量:3.8kg<br>耐荷重:100kg<br>■品番:SAWL | 使用者身長(目安)<br>170～190<br>重量:4.0kg<br>耐荷重:100kg<br>■品番:SAWLH | 使用者身長(目安)<br>140～165<br>重量:3.7kg<br>耐荷重:100kg<br>■品番:SAWLS |                                                            |
|                                                                                             |     |                                                           |                                                            |                                                            |                                                            |
|                                                                                             |     |                                                           |                                                            |                                                            |                                                            |
|                                                                                             |     |                                                           |                                                            |                                                            |                                                            |

セーフティーアームシリーズは、利用する方の身長や住環境、歩行状態等に応じて、**15種類**の歩行器から選択することができます。また**折りたたむ**ことで、収納・持ち運び・車への積み込みも便利です。

ご利用者  
負担額

|    |     |
|----|-----|
| 1割 | 円/月 |
| 2割 | 円/月 |
| 3割 | 円/月 |

レンタル料金

円/月 **非**

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※**非**マークは非課税の商品です。  
 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
 ※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

【単位: cm】

## ●カーボンウォーカーⅡ

SINENTH  
株式会社 シンエントス

重量: 1.65kg  
耐荷重: 100kg  
握り径: φ37

カーボンファイバー製のため超軽量で、折りたたむことができます。

■品番: WC-3010M

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金  |
|---------|----|-----|---------|
|         | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
|         | 3割 | 円/月 |         |
|         |    |     |         |

## ●スライドフィットEX(Hタイプ/Mタイプ)

Uber



重量: 3.9(3.6)kg  
耐荷重: 100kg  
タイヤ径: 前3.0 (インチ) 後3.0

横幅を4(3)段階、ハンドル角度を15°まで調節できます。後輪はプッシュダウンブレーキ仕様です。

■品番: H-0293CT / M-0293CT

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金  |
|---------|----|-----|---------|
|         | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
|         | 3割 | 円/月 |         |
|         |    |     |         |

## ●MgウォーカーⅢ型(Sタイプ/Mタイプ)

田辺プレス(株)



重量: S 1.45kg  
M 1.55kg  
垂直耐荷重: 190kg (4点接地時)  
握り径: φ36

超軽量のマグネシウム合金製で非常に軽く、持ち上げる力が弱い方にも無理なくお使いいただけます。

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金  |
|---------|----|-----|---------|
|         | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
|         | 3割 | 円/月 |         |
|         |    |     |         |

## ●セーフティーアームVタイプウォーカー

EAST  
EAST I COLTD

重量: 4.9(4.4)kg  
耐荷重: 100kg  
タイヤ径: 前7.0(5.0) (インチ) 後5.0

前後輪大型ゴムキャスターなので特に屋外での使用にオススメです。安心のブレーキ付です。

■品番: SAV

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金  |
|---------|----|-----|---------|
|         | 2割 | 円/月 | 円/月 (非) |
|         | 3割 | 円/月 |         |
|         |    |     |         |

## ●テイコブリトルホーム

幸和製作所



重量: 5.5kg  
耐荷重: 75kg  
タイヤ径: 前5.9 (インチ) 後5.9

トレイ付きなので、お食事などちょっとしたものを運ぶのに便利です。滑りにくい後輪タイヤを採用。

■品番: WAW05

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|-----|--------|
|         | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|         | 3割 | 円/月 |        |
|         |    |     |        |

## ●スムーディ〈室内用〉カジサポ

Panasonic  
新規採用

重量: 5.7kg  
耐荷重: 100kg  
タイヤ径: 前7.0 (インチ) 後7.0

便利なバスケット・トレイ付

90cmまで高さ調整可能で、大型車輪により室内の段差等にも対応。トレイの下は仕切板付きバスケット付きです。

■品番: PN-L70201

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|-----|--------|
|         | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|         | 3割 | 円/月 |        |
|         |    |     |        |

介護保険  
対象品特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品床ずれ  
防止用具体位  
変換器車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器自動排泄  
処理装置介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具住宅改修  
について



## 歩行器

【単位:cm】

## ◆ヘルシーワンW

withone  
ひとりひとりにベスト・ワン重量:4.5kg  
耐荷重:75kg  
タイヤ径:前5.7  
(インチ) 後5.7大型バッグ付きの歩  
行車。電車・バス等、公  
共交通機関を使われ  
る方にオススメです。

■品番:H1W-HCB

※座面はございません。

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|----|-----|--------|
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

## ◆ヘルシーワンライトカラフル

withone  
ひとりひとりにベスト・ワン重量:3.65kg  
耐荷重:75kg  
タイヤ径:前5.7  
(インチ) 後5.7超軽量でおしゃれな歩  
行車。電車・バス等、公  
共交通機関を使われ  
る方にオススメです。

■品番:H1LC-FBL

※座面はございません。

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|----|-----|--------|
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

## ◆ヘルシーワンレジェール

withone  
ひとりひとりにベスト・ワン重量:3.95kg  
耐荷重:75kg  
タイヤ径:前5.7  
(インチ) 後5.7軽量でロータイプ。  
電車・バス等、公共  
交通機関を使われ  
る方にオススメです。

■品番:H1LR-TR

※座面はございません。

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|----|-----|--------|
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

## ◆ピウプレストママ

withone  
ひとりひとりにベスト・ワン重量:5.2kg  
耐荷重:75kg  
タイヤ径:前5.7  
(インチ) 後5.7前輪は3WAYダブル  
キャスターで、電車や  
バスにも安心して乗れ  
る軽量歩行器です。

■品番:PPM-BOF

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|----|-----|--------|
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

## ◆ヘルシーワンキャンシット・ヌーボー

withone  
ひとりひとりにベスト・ワン重量:5.1kg  
耐荷重:75kg  
タイヤ径:前5.7  
(インチ) 後5.7座面 25.5  
32.5ワイドタイプなのに軽量  
で小さく折りたたみ、階段  
移動時や車への載せ降ろ  
しに便利。座面付きです。

■品番:H1CSN-REV

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|----|-----|--------|
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

## ◆テイコブリトルハイII



幸和製作所

重量:5.3kg  
耐荷重:75kg  
タイヤ径:前5.9  
(インチ) 後5.9座面 30  
28軽量ながら安定感があり、  
安全性に優れています。押し  
手高が74cm～92cmまで調  
整可能なので身長の高い方  
でもお使いいただけます。

■品番:WAW15

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|----|-----|--------|
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。  
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。

【単位: cm】

## ●シンフォニー SP



重 量: 5.9kg  
耐荷重: 100kg  
タイヤ径: 前 5.7  
(インチ) 後 5.7

座面 27  
34.5

片方の手指の力が弱い  
方でも、どちらかのブ  
レーキ操作で両後輪にブ  
レーキがききます。

|             |    |     |        |
|-------------|----|-----|--------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

## ●シンフォニー SPスリム



重 量: 4.9kg  
耐荷重: 75kg  
タイヤ径: 前 5.7  
(インチ) 後 5.7

座面 26  
31

片方だけのブレーキ操作  
で両後輪を制御できます。  
スリムかつ前輪を 360° に  
することができます。

|             |    |     |        |
|-------------|----|-----|--------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

## ●アイルウォークα



重 量: 6.4kg  
耐荷重: 75kg  
タイヤ径: 前 7.3  
(インチ) 後 7.3

座面 28  
35.5

座面の上げ下ろしに合わせ  
て自動でブレーキが解除&  
作動するので安全です。

|             |    |     |        |
|-------------|----|-----|--------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

## ●アイルウォークライト



重 量: 5.1kg  
耐荷重: 75kg  
タイヤ径: 前 5.7  
(インチ) 後 5.7

座面 26  
31

座面とブレーキが連動する  
コンパクト歩行車。華やか  
で上品なシャルムブルー。

|             |    |     |        |
|-------------|----|-----|--------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

## ●テイコブリトル



重 量: 5.0kg  
耐荷重: 75kg  
タイヤ径: 前 7.1  
(インチ) 後 5.9

座面 30  
28

押し手高が低い位置  
(65cm) から調節が  
でき、背の低い方に  
も対応します。

■品番: HS05

|             |    |     |        |
|-------------|----|-----|--------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

## ●テイコブリトルスリム



重 量: 4.5kg  
耐荷重: 75kg  
タイヤ径: 前 5.9  
(インチ) 後 5.9

座面 25  
23.5

コンパクトで小回り  
が利くため、狭い曲が  
り角や室内でも楽に  
使え、軽くて持ち運び  
に便利です。

■品番: WAW04

|             |    |     |        |
|-------------|----|-----|--------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

介護保険  
レンタル  
対象品特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品床ずれ  
防止用具体位  
変換器車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器自動排泄  
処理装置介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具住宅改修  
について



# 歩行器

【単位:cm】

## ●ハッピーⅡ (ツー)

竹虎



■品番:117000

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|-----|--------|
|         | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|         | 3割 | 円/月 |        |

## ●ハッピーⅡ (ツー) トール


竹虎



■品番:117070

|             |    |     |        |
|-------------|----|-----|--------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

## ●セーフティーアームロータポケット



■品番:RS5470

|             |    |     |        |
|-------------|----|-----|--------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

## ◆ハッピーミニ

竹虎

数量限定



■品番:117002

|             |    |     |        |
|-------------|----|-----|--------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

## ●ミケーレ



■品番:WAG01

|             |    |     |        |
|-------------|----|-----|--------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

## ●ミシェル



■品番:WAW22

|             |    |     |        |
|-------------|----|-----|--------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。  
 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。

【単位: cm】

## ●スーディ〈買物用〉カウサポ



Panasonic

新規採用



■品番:PN-L70101

重量:6.3kg  
耐荷重:100kg  
タイヤ径:前7.08  
(インチ) 後5.91

座面 25  
34

買い物カゴ載せシート高  
さが66cmと高いためカ  
ゴを載せやすく、商品が  
入れやすい設計です。

※カゴは付属しません。

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|----|-----|--------|
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 | 円/月    |

## ●ショッピングターン



安寿



■品番:532-325

重量:6.1kg  
耐荷重:100kg  
タイヤ径:前7.87  
(インチ) 後7.87

座面 18.5  
37.5

買い物カゴが載せ  
られるので、歩行車  
のまま買い物がで  
きます。(バックは  
便利な保冷仕様)

|             |    |     |                       |
|-------------|----|-----|-----------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 (非) |
|             | 2割 | 円/月 |                       |
|             | 3割 | 円/月 |                       |

## ●シンフォニーラクーン

SHIMA  
SHIMA PRODUCT

重量:7kg  
耐荷重:75kg  
タイヤ径:前7.1  
(インチ) 後7.1

座面 22  
32

カゴ受けを使用すれ  
ば買い物カゴを座面  
に載せることができ  
ます。

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

## ●シンフォニーSlimBOX(ボックス)

SHIMA  
SHIMA PRODUCT  
新規採用

重量:6.0kg  
耐荷重:75kg  
タイヤ径:前5.7  
(インチ) 後5.7

座面 30  
28

狭い場所でも小回り  
がきき、カゴ受け・フタ付  
きBOXにより買い物  
に便利な歩行器です。

※カゴは付属しません。

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

## ●テイコブリトルワゴン



幸和製作所



■品番:WAW07

重量:7.0kg  
耐荷重:75kg  
タイヤ径:前5.9  
(インチ) 後5.9

座面 20  
31

大容量のワゴンタイ  
プで、店内では買い  
物カゴを縦に置いて  
買い物ができます。

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

## ●セーフティーアームロータSPタイプ

EAST  
EAST & CO. LTD.

■品番:RSP

重量:8.8kg  
耐荷重:100kg  
タイヤ径:前8.0  
(インチ) 後6.0

座面 24  
36

買い物やお洗濯、ゴ  
ミ出しなどたくさ  
んの荷物を持ち運び  
することができます。

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

※マークは非課税の商品です。 ※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。  
※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。  
※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。

介護保険  
レンタル  
対象品特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品床ずれ  
防止用具体位  
変換器車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器自動排泄  
処理装置介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具住宅改修  
について



## 歩行器

【単位:cm】

## ●U WalkerⅡ(ユーウォーカーツー)



重 量:10.0kg  
耐荷重:80kg  
タイヤ径:前7.87  
(インチ) 後7.87

座面 23  
36

98cmまで調整可能  
な抑速付歩行器。歩  
き出しから抑速が  
かります。

■品番:TW-320

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|----|-----|--------|
|             | 2割 | 円/月 | 円/月 ⑤  |
|             | 3割 | 円/月 |        |

## ◆コンパル



Nabtesco

数量限定



重 量:8.9kg  
耐荷重:100kg  
タイヤ径:前8.0  
78 (インチ) 後8.0

座面 18.5  
39

通常歩行時は軽く歩  
行ができ、転倒につ  
ながる急加速時や下  
坂で自動的にブレー  
キが作動します。

■品番:NCR-8A-MA

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|----|-----|--------|
|             | 2割 | 円/月 | 円/月 ⑤  |
|             | 3割 | 円/月 |        |

## ●リトルターンⅡ(ツー)



安寿

新規採用



重 量:6.9kg  
耐荷重:100kg  
タイヤ径:前7.8  
(インチ) 後7.8

座面 22  
34

全幅48cmのコンパクト  
設計。歩行能力の  
変化に応じてタイヤ  
の首振り設定を3  
種類から選べます。

■品番:532-295

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|----|-----|--------|
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

## ◆リトルターン抑速付



安寿



重 量:8.5kg  
耐荷重:100kg  
タイヤ径:前7.87  
(インチ) 後7.87

座面 22  
34

狭い空間でも扱いやすい全  
幅50cmの本体設計。急加  
速時や坂道などで自動  
的にブレーキが働きます。

■品番:532-323

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|----|-----|--------|
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

## ●ハンディウォークL

as human, for human  
PARAMOUNT BED

重 量:7.1kg  
耐荷重:150kg  
タイヤ径:前7.9  
(インチ) 後7.9

座面 18.5  
41

安定感があり、背の高い  
方におすすめの歩行器  
です。押し手高100cm  
まで調整ができます。

■品番:KZ-C21002

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|----|-----|--------|
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

## ■ジスタ (Zista)

幸和製作所  
新規採用

重 量:5.9kg  
耐荷重:80kg  
タイヤ径:前6.0  
(インチ) 後6.0

座面 23  
29.5

グリップを握ると駐車ブレー  
キが解除される新機構搭載。  
ヒヤリハットを防いで安心  
して使用できます。  
カゴ載せ機能もあります。

■品番:WAW33

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|----|-----|--------|
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

【単位: cm】

## ●RT.3



RT.WORKS

新規採用



■品番: RT-03-01RD

重量: 10kg  
耐荷重: 100kg  
タイヤ径: 前 7.87  
(インチ) 後 5.91充電時間  
3時間  
座面  
18  
連続走行時間  
約 4時間  
※条件により数値は異なる場合がございます。

電動アシストで坂道でも安心して歩行。足元スペースの拡大と手元スイッチの追加でより使いやすくなりました。

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|-----|--------|
|         | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|         | 3割 | 円/月 |        |

## ●RT.2 / RT.2トール



RT.WORKS



■品番: RT2-01CG-T/RT2-02GY

重量: 9.0(9.3)kg  
耐荷重: 100kg  
タイヤ径: 前 7.64  
(インチ) 後 5.91充電時間  
3時間  
連続走行時間  
約 4時間  
※条件により数値は異なる場合がございます。

電動アシストだから、坂道や傾いた道でも安心・快適です。

|             |    |     |        |
|-------------|----|-----|--------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

## ◆コンパルリハモ



Nabtesco

数量限定



現状の歩行車



歩行車に追いつけずに「転倒!!」

抑速ブレーキ付歩行車



急加速時のみ自動的にブレーキが作動して「転倒防止!」

■品番: NCR-8A-TA

座面  
27  
36

体幹が不安定な方に、体をあずけられる大型パッドの前腕支持型歩行車。進みすぎを防止する抑速ブレーキ搭載です。

|             |    |     |        |
|-------------|----|-----|--------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 | 円/月    |

## ◆ラビット歩行補助車

抵抗器



■品番: WA-3

重量: 9.9kg  
耐荷重: 100kg  
タイヤ径: 前 7.0  
(インチ) 後 7.0座面  
30  
30

上半身をあずけて歩くことができるので、下肢の負担が軽減されます。

|             |    |     |                                                                                                       |
|-------------|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月  |
|             | 2割 | 円/月 |                                                                                                       |
|             | 3割 | 円/月 |                                                                                                       |

## ●シトレア



■品番: WAW23

重量: 7.9kg  
耐荷重: 75kg  
タイヤ径: 前 7.9  
(インチ) 後 5.9座面  
29  
28

車体幅48cmとコンパクト。力の弱い方でも取り回しやすい軽量設計です。

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |



## 歩行器

【単位:cm】

## ■テイコブリトルボンベ

重 量:5.6kg  
耐荷重:75kg  
タイヤ径:前約5.9  
(インチ) 後約5.9

座面 33

ボンベ架寸法: 28  
約径11.5×長さ14  
(積載可能サイズ  
約径10.5×長さ46以下)ボンベが隠せ、**酸素  
療法**をしたままで外  
出ができます。

■品番:WAW06

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|-----|--------|
|         | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|         | 3割 | 円/月 |        |

## ●テイコブリトルホームF

重 量:7.8kg  
耐荷重:75kg  
タイヤ径:前5.9  
(インチ) 後5.9スリム設計で狭い通路も通り  
やすく、食事などを運ぶ便利  
な**トレイ付**の屋内歩行器です。

■品番:WAW18

|             |    |     |        |
|-------------|----|-----|--------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |


## ●アルコー1型/1S型

重 量:  
1型 13.0kg  
1S型 12.4kg  
耐荷重:80kg  
タイヤ径:前4.0  
(インチ) 後4.0折りたたみが  
簡単。保管す  
るのに場所を  
とりません。

■品番: 1型 100001 / 1S型 100415

|             |    |     |        |
|-------------|----|-----|--------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月 非  |
|             | 3割 | 円/月 |        |

## ●らくらくウォーカー (6輪)

重 量:14.4kg  
耐荷重:100kg  
タイヤ径:前4.0  
(インチ) 後4.0小回りが効くので移  
動がラクラク。操作性  
と安定性を兼ね備え  
た、**幅調整**のできる歩  
行器です。

■品番:SM-40

|             |    |     |        |
|-------------|----|-----|--------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

## ■室内用歩行器 pasola(パソラ)




新規採用

※塩化ビニール製のタイル  
やクッションフロアー等  
は、床材の成分とゴムの化  
学反応により、床の変色が  
発生する場合があります。重 量:12kg  
耐荷重:80kg  
タイヤ径:前4.0  
(インチ) 後4.0高さを無段階で  
調整でき、肘がず  
れにくく、上体を  
安定させやすい  
歩行器です。

■品番:KZ-326100

|             |    |     |                                    |
|-------------|----|-----|------------------------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 <small>非</small> |
|             | 2割 | 円/月 |                                    |
|             | 3割 | 円/月 |                                    |

## ◆アルコークローバー G

重 量:12.2kg  
耐荷重:80kg  
タイヤ径:前4.0  
(インチ) 後4.0マット部が**前後左右対称**のた  
め、トイレや居室、廊下など**狭い  
環境**でも本体を方向転換する  
ことなくアプローチができます。

■品番:100629

|             |    |     |        |
|-------------|----|-----|--------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

※下記に記載しているピッチは、一部当社独自で算出したものがございます。【単位: cm】

## 歩行器スペック早見表

| 商品名                   | P   | タイプ    | 品番         | 使用時最大サイズ |       |              |      |     | グリップ<br>内幅 | タイヤ径(インチ) |      | 重量   |
|-----------------------|-----|--------|------------|----------|-------|--------------|------|-----|------------|-----------|------|------|
|                       |     |        |            | 全幅       | 奥行き   | 高さ           | 調節段階 | ピッチ |            | 前         | 後    |      |
| セーフティーアームウォーカー        | 93  | スタンダード | SAW        | 57.0     | 45.0  | 66.5 ~ 76.5  | 5段階  | 2.5 | 44.0       | —         | —    | 2.8  |
|                       |     | ミニタイプ  | SAWS       | 54.0     | 43.0  | 59.0 ~ 69.0  | 5段階  | 2.5 | 40.0       | —         | —    | 2.7  |
|                       |     | ハイタイプ  | SAWH       | 58.5     | 46.0  | 75.5 ~ 85.5  | 5段階  | 2.5 | 44.0       | —         | —    | 3.0  |
| セーフティーアームウォーカーSS      | 93  |        | SAWSS      | 47.0     | 39.0  | 59.0 ~ 69.0  | 5段階  | 2.5 | 33.0       | —         | —    | 2.5  |
| セーフティーアームウォーカーCタイプ    | 93  | スタンダード | SAWC       | 57.0     | 51.0  | 71.5 ~ 81.5  | 5段階  | 2.5 | 44.0       | 3.0       | —    | 3.1  |
|                       |     | ミニタイプ  | SAWCS      | 55.0     | 48.0  | 64.0 ~ 74.0  | 5段階  | 2.5 | 40.0       | 3.0       | —    | 2.9  |
|                       |     | ハイタイプ  | SAWCH      | 58.5     | 51.0  | 80.5 ~ 90.5  | 5段階  | 2.5 | 44.0       | 3.0       | —    | 3.3  |
| セーフティーアームウォーカーSS Cタイプ | 93  |        | SAWCSS     | 47.0     | 44.0  | 64.0 ~ 74.0  | 5段階  | 2.5 | 33.0       | 3.0       | —    | 2.7  |
| セーフティーアームウォーカーMタイプ    | 93  | スタンダード | SAWM       | 62.0     | 54.0  | 73.5 ~ 83.5  | 5段階  | 2.5 | 44.0       | 3.0       | 3.0  | 3.5  |
|                       |     | ミニタイプ  | SAWMS      | 60.0     | 52.0  | 66.0 ~ 76.0  | 5段階  | 2.5 | 40.0       | 3.0       | 3.0  | 3.3  |
|                       |     | ハイタイプ  | SAWMH      | 64.0     | 54.0  | 82.5 ~ 92.5  | 5段階  | 2.5 | 44.0       | 3.0       | 3.0  | 3.7  |
| セーフティーアームウォーカーSS Mタイプ | 93  |        | SAWMSS     | 52.0     | 48.0  | 66.0 ~ 76.0  | 5段階  | 2.5 | 33.0       | 3.0       | 3.0  | 3.1  |
| セーフティーアームウォーカーLタイプ    | 93  | スタンダード | SAWL       | 63.0     | 57.0  | 79.5 ~ 89.5  | 5段階  | 2.5 | 44.0       | 5.0       | 3.0  | 3.8  |
|                       |     | ミニタイプ  | SAWLS      | 61.0     | 55.0  | 72.0 ~ 82.0  | 5段階  | 2.5 | 40.0       | 5.0       | 3.0  | 3.7  |
|                       |     | ハイタイプ  | SAWLH      | 64.5     | 57.0  | 88.5 ~ 98.5  | 5段階  | 2.5 | 44.0       | 5.0       | 3.0  | 4.0  |
| カーボンウォーカーⅡ            | 94  |        | WC-3010M   | 51.5     | 43.0  | 77.0 ~ 94.5  | 8段階  | 2.5 | 39.0       | —         | —    | 1.65 |
| MgウォーカーⅢ型             | 94  | Sタイプ   | —          | 53.5     | 44.0  | 63.0 ~ 74.0  | 12段階 | 1.0 | 35.5       | —         | —    | 1.45 |
|                       |     | Mタイプ   | —          | 56.0     | 44.0  | 74.5 ~ 85.5  | 12段階 | 1.0 | 43.5       | —         | —    | 1.55 |
| スライドフィットEX            | 94  | Hタイプ   | H-0293CT   | 58~70    | 58~61 | 77.0 ~ 87.0  | 5段階  | 2.5 | 38~46      | 3.0       | 3.0  | 3.9  |
|                       |     | Mタイプ   | M-0293CT   | 57~63    | 53~56 | 70.0 ~ 80.0  | 5段階  | 2.5 | 35~42      | 3.0       | 3.0  | 3.6  |
| セーフティーアームVタイプウォーカー    | 94  | スタンダード | SAV        | 63.5     | 55.0  | 75.0 ~ 85.0  | 5段階  | 2.5 | 43.5       | 7.0       | 5.0  | 4.9  |
|                       |     | ミニタイプ  | SAVS       | 60.0     | 53.0  | 69.5 ~ 79.5  | 5段階  | 2.5 | 40.0       | 5.0       | 5.0  | 4.4  |
| テコブリトルホーム             | 94  |        | WAW05      | 47.0     | 58.0  | 64.0 ~ 91.0  | 10段階 | 2.8 | 33.7       | 5.9       | 5.9  | 5.5  |
| スーディ〈室内用〉カジサボ         | 94  |        | PN-L70201  | 51.0     | 56.0  | 72.5 ~ 90.0  | 8段階  | 2.5 | 32.0       | 7.0       | 7.0  | 5.7  |
| ヘルシーワンW               | 95  |        | H1W-HCB    | 54.0     | 55.0  | 84.0 ~ 93.0  | 4段階  | 3.0 | 31.0       | 5.7       | 5.7  | 4.5  |
| ヘルシーワンレジェール           | 95  |        | H1LR-TR    | 53.0     | 52.0  | 75.5 ~ 84.5  | 4段階  | 2.5 | 31.0       | 5.7       | 5.7  | 3.95 |
| ヘルシーワンキャンシット・ヌーボー     | 95  |        | H1CSN-REV  | 57.0     | 65.0  | 83.0 ~ 94.0  | 6段階  | 2.0 | 36.0       | 5.7       | 5.7  | 5.1  |
| ヘルシーワンライトカラフル         | 95  |        | H1LC-FBL   | 48.0     | 52.0  | 79.0 ~ 88.0  | 4段階  | 3.0 | 30.0       | 5.7       | 5.7  | 3.65 |
| ピュプレストマム              | 95  |        | PPM-BOF    | 50.0     | 62.0  | 81.5 ~ 89.0  | 4段階  | 2.5 | 31.0       | 5.7       | 5.7  | 5.2  |
| テコブリトルハイⅡ             | 95  |        | WAW15      | 52.0     | 62.5  | 74.0 ~ 92.0  | 7段階  | 2.5 | 36.5       | 5.9       | 5.9  | 5.3  |
| シンフォニーSP              | 96  |        | —          | 50.0     | 56.0  | 78.5 ~ 88.0  | 4段階  | 3.0 | 43.0       | 5.7       | 5.7  | 5.9  |
| シンフォニーSPスリム           | 96  |        | —          | 48.0     | 60.0  | 77.5 ~ 86.5  | 4段階  | 2.5 | 37.0       | 5.7       | 5.7  | 4.9  |
| アイルウォークα              | 96  |        | —          | 51.5     | 62.0  | 79.5 ~ 88.5  | 4段階  | 2.5 | 36.5       | 7.3       | 7.3  | 6.4  |
| アイルウォークライト            | 96  |        | —          | 48.0     | 59.0  | 77.0 ~ 86.0  | 4段階  | 3.0 | 37.0       | 5.7       | 5.7  | 5.1  |
| テコブリトル                | 96  |        | HS05       | 52.0     | 64.0  | 65.0 ~ 83.0  | 7段階  | 2.5 | 36.0       | 7.1       | 5.9  | 5.0  |
| テコブリトルスリム             | 96  |        | WAW04      | 47.0     | 58.0  | 64.0 ~ 91.0  | 10段階 | 2.8 | 33.7       | 5.9       | 5.9  | 4.5  |
| ハッピーⅡ                 | 97  |        | 117000     | 55.5     | 62.0  | 78.0 ~ 87.0  | 5段階  | 2.0 | 39.0       | 7.5       | 7.5  | 7.7  |
| ハッピーⅡツール              | 97  |        | 117070     | 58.5     | 65.5  | 78.0 ~ 92.0  | 7段階  | 2.5 | 39.0       | 7.5       | 7.5  | 8.0  |
| セーフティーアームロータポケット      | 97  |        | RS5470     | 46.0     | 52.0  | 74.0 ~ 86.5  | 6段階  | 2.3 | 35.0       | 8.0       | 6.0  | 6.2  |
| ハッピーミニ                | 97  |        | 117002     | 50.0     | 57.5  | 70.0 ~ 79.0  | 5段階  | 2.0 | 33.0       | 7.1       | 7.1  | 6.5  |
| ミケレ                   | 97  |        | WAG01      | 53.5     | 60.5  | 79.0 ~ 95.0  | 6段階  | 2.8 | 35.0       | 7.9       | 5.1  | 5.9  |
| ミシェル                  | 97  |        | WAW22      | 48.0     | 57.5  | 70.0 ~ 88.0  | 6段階  | 3.2 | 33.0       | 7.9       | 5.1  | 5.6  |
| スーディ〈買物用〉カウサボ         | 98  |        | PN-L70101  | 52.0     | 64.0  | 70.0 ~ 90.0  | 9段階  | 2.5 | 38.0       | 7.08      | 5.91 | 6.3  |
| ショッピングターン             | 98  |        | 532-325    | 53.0     | 73.0  | 72.5 ~ 90.0  | 8段階  | 2.3 | 37.5       | 7.87      | 7.87 | 6.1  |
| シンフォニーラクーン            | 98  |        | —          | 55.0     | 69.0  | 85.0 ~ 94.0  | 4段階  | 2.5 | 38.0       | 7.1       | 7.1  | 7.0  |
| シンフォニスリムBOX           | 98  |        | —          | 47.5     | 59.0  | 79.0 ~ 88.0  | 4段階  | 2.5 | 35.0       | 5.7       | 5.7  | 6.0  |
| テコブリトルワゴン             | 98  |        | WAW07      | 49.5     | 60.0  | 67.0 ~ 91.0  | 9段階  | 2.8 | 36.5       | 5.9       | 5.9  | 7.0  |
| セーフティーアームロータSPタイプ     | 98  |        | RSP        | 50.0     | 72.0  | 75.0 ~ 85.0  | 5段階  | 2.5 | 39.0       | 8.0       | 6.0  | 8.8  |
| UwalkerⅡ              | 99  |        | TW-320     | 57.0     | 65.5  | 80.5 ~ 98.0  | 8段階  | 2.5 | 38.5       | 7.87      | 7.87 | 10.0 |
| コンパル                  | 99  |        | NCR-8A-MA  | 54.0     | 70.5  | 78.0 ~ 100.0 | 10段階 | 2.3 | 39.5       | 8.0       | 8.0  | 8.9  |
| リトルターンⅡ               | 99  |        | 532-295    | 48.0     | 65.0  | 74.0 ~ 96.5  | 10段階 | 2.5 | 32.5       | 7.8       | 7.8  | 6.9  |
| リトルターン抑速付             | 99  |        | 532-323    | 50.0     | 65.0  | 74.0 ~ 86.0  | 6段階  | 2.2 | 34.0       | 7.87      | 7.87 | 8.5  |
| ハンディウォークL             | 99  |        | KZ-C21002  | 60.0     | 65.0  | 78.0 ~ 100.0 | 7段階  | 3.3 | 47.0       | 7.9       | 7.9  | 7.1  |
| ジスタ (Zista)           | 99  |        | WAW33      | 48.0     | 60.0  | 70.0 ~ 91.0  | 8段階  | 2.5 | 34.0       | 6.0       | 6.0  | 5.9  |
| RT.3                  | 100 |        | RT3-01RD   | 57.0     | 65.0  | 74.5 ~ 94.0  | 7段階  | 3.0 | 40.0       | 7.87      | 5.91 | 10.0 |
| RT.2                  | 100 |        | RT2-01CG-T | 54.6     | 74.0  | 72.5 ~ 85.0  | 6段階  | 2.3 | 35.0       | 7.64      | 5.91 | 9.0  |
| テコブリトルボンベ             | 101 |        | WAW06      | 52.0     | 64.0  | 74.0 ~ 92.0  | 7段階  | 2.7 | 36.5       | 5.9       | 5.9  | 5.6  |
| コンパルリハモ               | 100 |        | NCR-8A-TA  | 54.5     | 65.0  | 82.0 ~ 110.0 | 10段階 | 2.9 | 39.0       | 8.0       | 8.0  | 10.9 |
| ラビット歩行補助車             | 100 |        | WA-3       | 54.0     | 60.0  | 76.0 ~ 96.0  | 7段階  | 3.0 | 40.0       | 7.0       | 7.0  | 9.9  |
| シトレア                  | 100 |        | WAW23      | 48.0     | 64.5  | 77.0 ~ 105.0 | 10段階 | 2.9 | 45.4       | 7.9       | 5.9  | 7.9  |
| テコブリトルホームF            | 101 |        | WAW18      | 47.5     | 65.0  | 73.5 ~ 100.5 | 10段階 | 2.8 | 27.5       | 5.9       | 5.9  | 7.8  |
| アルコー1型                | 101 | 1型     | 100001     | 57.0     | 70.0  | 92.0 ~ 112.0 | 6段階  | 3.5 | 39.0       | 4.0       | 4.0  | 13.0 |
| アルコー1S型               | 101 | 1S型    | 100415     | 51.5     | 57.0  | 87.5 ~ 107.5 | 6段階  | 3.5 | 34.5       | 4.0       | 4.0  | 12.4 |
| 6輪歩行器                 | 101 |        | SM-40      | 55~65    | 72.5  | 86.0 ~ 120.0 | 無段階  | —   | 33~43      | 4.0       | 4.0  | 14.4 |
| 室内用歩行器パソラ             | 101 |        | KZ-326100  | 63.7     | 66.8  | 78.0 ~ 105.0 | 無段階  | —   | 約30        | 4.0       | 4.0  | 12.0 |
| アルコークローパーG            | 101 |        | 100629     | 52.5     | 52.5  | 79.0 ~ 106.0 | 無段階  | —   | 46.2       | 4.0       | 4.0  | 12.2 |

※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。 ※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。  
 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。