




歩行器

歩行器の使い方

固定型

フレームが固定されている歩行補助器です。



- ① 歩行器のグリップをしっかりと握る。
- ②③ 持ち上げて前に出す。
- ④ 少しずつ移動する。

固定型



セーフティーアーム 固定式(P93) セーフティーアームウォーカー ミニ(P93) カーボンウォーカーII (P93)

キャスター付



セーフティーアームウォーカー Cタイプ(P94) セーフティーアームウォーカー Gタイプ(P94)

前輪360°



ハッピーII(P97)

ハッピーIIトール (P97)

握手

持ち運びに便利

セーフティーアームVタイプ
ウォーカー(P94)ヘルシーワンW
(P95)ヘルシーワンレジェール
(P95)ピウプレストママ
(P95)

買い物に便利

ティコブリトル
ワゴン(P98)ショッピング
ターン(P98)シンフォニー
ラクーン(P98)セーフティーアームローレータ
SPタイプ(P98)スムーディ〈買物用〉
カウサバ(P98)シンフォニースリムBOX
(P98)

コンパクトタイプ

シンフォニーSP
(P96)アイルウォークα
(P96)ティコブリトル
(P95)アイルウォークライト
(P96)

屋 内

馬蹄型

狭小スペース用

MgウォーカーⅢ型
(P93)アルコー10型
(P93)

スワリナ(P100)

アルコー3型(中)
(P101)アルコー1S-T型
(P101)

テーブル付

スムーディ
(室内用)カジサボ
(P97)テイクブリトル
ホーム(P97)テイクブリトル
ホームF(P97)

抵抗器付

ラビット歩行補助車
(P100)

肘置き型



シトレア(P100)

ホップステップ
(P101)アルコーCH型
(P101)アルコークローバーG
(P101)室内用歩行器
パノラ(P101)

前腕支持

スリムタイプ

セーフティーアーム
ロータポケット(P95)シンフォニーSP
スリム(P96)

抑速ブレーキ

U Walker II
(P98)

酸素ボンベ用

テイクブリトル
ボンベ(P97)

自動駐車ブレーキ付



ジスタ(P100)

電動アシスト

RT.3
(P99)RT.2
(P99)


屋 外



歩行器

[単位:cm]


●セーフティーアーム 固定式



■品番:SA-C

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

●セーフティーアームウォーカーミニ



■品番:SAWSR

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

●MgウォーカーⅢ型(Sタイプ)




ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

●MgウォーカーⅢ型(Mタイプ)



ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	


●カーボンウォーカーⅡ



■品番:WC-3010M

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

●アルコー10型



■品番:100517

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※(非)マークは非課税の商品です。
 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
 ※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

【単位: cm】

●セフティーアームウォーカーCタイプ

EAST
EAST I.CO.LTD

重量:3.1kg
耐荷重:100kg
タイヤ径:前3.0
(インチ)
折りたたみ時:
高73.5×幅60×奥行11

ミニタイプ有り

前輪が**一方向に固定**されているので、少しづつゆっくり歩行する方におすすめです。

■品番:SAWCR

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

●セフティーアームウォーカーGタイプ

EAST
EAST I.CO.LTD

重量:4.8kg
耐荷重:100kg
タイヤ径:前4.0
(インチ) 後4.0
折りたたみ時:
高82.5×幅64×奥行13.5

ミニタイプ有り

前輪のスイングキャスターと後輪の**大型4輪キャスター**で安定感とスムーズな歩行をサポートします。

■品番:SAWGR

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 (非)
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●セフティーアームウォーカーLタイプ

EAST
EAST I.CO.LTD

重量:3.8kg
耐荷重:100kg
タイヤ径:前5.0
(インチ) 後3.0
折りたたみ時:
高82.5×幅66×奥行11

ミニタイプ有り

前輪の**スイングキャスター**が自在に動くので小回りもきき、**4輪**での歩行がスムーズです。

■品番:SAWLR

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 (非)
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●セフティーアームVタイプウォーカー

EAST
EAST I.CO.LTD

折りたたみ時:
高75×幅63×奥行11
重量:4.9kg
耐荷重:100kg
タイヤ径:前7.0
(インチ) 後5.0

前輪

後輪

前後輪**大型ゴムキャスター**なので特に屋外での使用におすすめです。安心の**ブレーキ付**。

■品番:SAV

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 (非)
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●スライドフィットEX(Hタイプ)

Uber



重量:3.9kg
耐荷重:100kg
タイヤ径:前3.0
(インチ) 後3.0

横幅を**4段階**、ハンドル角度を**15°**まで調節できます。後輪は**プッシュダウンブレーキ**仕様です。

■品番:H-0293CT

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 非
	3割	円/月	

●スライドフィットEX(Mタイプ)

Uber



重量:3.6kg
耐荷重:100kg
タイヤ径:前3.0
(インチ) 後3.0

横幅を**3段階**、ハンドル角度を**5°**まで調節できます。小柄な方におすすめなミニタイプです。

■品番:M-0293CT

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。
※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。

介護保険
レンタル
対象品特殊寝台・
特殊寝台
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器自動排泄
処理装置介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具住宅改修
について



歩行器

【単位:cm】

●ヘルシーワンW

withone
ひとりひとりにベスト・ワン重 量:4.5kg
耐荷重:75kg
タイヤ径:前5.7
(インチ) 後5.7大型バッグ付きの歩
行車。電車・バス等、公
共交通機関を使われ
る方にオススメです。

■品番:H1W-HCB

※座面はございません。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月	円/月	
3割	円/月	円/月	

●ピウプレストママ

withone
ひとりひとりにベスト・ワン重 量:5.2kg
耐荷重:75kg
タイヤ径:前5.7
(インチ) 後5.7前輪は3WAYダブル
キャスターで、電車や
バスにも安心して乗れ
る軽量歩行器です。

■品番:PPM-BOF

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月	円/月	
3割	円/月	円/月	

●ヘルシーワンレジェール

withone
ひとりひとりにベスト・ワン重 量:3.95kg
耐荷重:75kg
タイヤ径:前5.7
(インチ) 後5.7軽量でロータイプ。
電車・バス等、公共
交通機関を使われる
方にオススメです。

■品番:H1LR-TR

※座面はございません。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月	円/月	
3割	円/月	円/月	

●テイコブリトルスリム



幸和製作所

重 量:4.5kg
耐荷重:75kg
タイヤ径:前5.9
(インチ) 後5.9コンパクトで小回り
が利くため、狭い曲が
り角や室内でも楽に
使え、軽くて持ち運び
に便利です。

■品番:WAW04

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月	円/月	
3割	円/月	円/月	

●セーフティーアームロータポケット

EAST
EAST & CO., LTD.重 量:6.2kg
耐荷重:100kg
タイヤ径:前8.0
(インチ) 後6.086.5cmまで高さ調節可能な
コンパクト歩行器です。身の
回りの持ち物を携帯しやすい
大容量のバッグ付きです。

■品番:RS5470

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月	円/月	
3割	円/月	円/月	

●テイコブリトル



幸和製作所

重 量:5.0kg
耐荷重:75kg
タイヤ径:前7.1
(インチ) 後5.9押し手高が低い位置
(65cm) から調節が
でき、背の低い方に
も対応します。

■品番:HS05

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月	円/月	
3割	円/月	円/月	

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。
 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
 ※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

【単位: cm】

●シンフォニーSPスリム

SHIMA
SHIMA PRODUCT

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

●アイルウォークライト



LINK



ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

●シンフォニーSP

SHIMA
SHIMA PRODUCT

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

●アイルウォークα



LINK



ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

●ミケーレ




幸和製作所



■品番: WAG01

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

■ジェミノM/L

as human, for human
PARAMOUNT BED

■品番: M KZ-325100 / L KZ-325200

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。
※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。

介護保険
レンタル
対象品特殊寝台・
特殊寝台
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器自動排泄
処理装置介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具住宅改修
について



歩行器

[単位: cm]

●テイコブリトルホーム



重 量: 5.5kg
耐荷重: 75kg
タイヤ径: 前 5.9
(インチ) 後 5.9

トレイ付きなので、お食事などちょっとしたものを運ぶのに便利です。滑りにくい後輪タイヤを採用。

■品番: WAW05

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

●テイコブリトルホームF



重 量: 7.8kg
耐荷重: 75kg
タイヤ径: 前 5.9
(インチ) 後 5.9

スリム設計で狭い通路も通りやすく、食事などを運ぶ便利なトレイ付の屋内歩行器です。

■品番: WAW18

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

■スーディ〈室内用〉カジサポ



重 量: 5.7kg
耐荷重: 100kg
タイヤ径: 前 7.0
(インチ) 後 7.0

90cmまで高さ調整可能で、大型車輪により室内の段差等にも対応。トレイの下は仕切板付きバスケット付きです。

■品番: PN-L70201

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

■テイコブリトルボンベ



重 量: 5.6kg
耐荷重: 75kg
タイヤ径: 前約 5.9
(インチ) 後約 5.9

ボンベ架寸法: 28
約径 11.5×長さ 14
(積載可能サイズ
約径 10.5×長さ 46以下)

ボンベが隠せ、酸素療法をしたままで外出ができます。

■品番: WAW06

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

●ハッピーⅡ (ツー)



重 量: 7.7kg
耐荷重: 100kg
タイヤ径: 前 7.5
(インチ) 後 7.5

座面 30.5
30.5

カゴが座面の下にあるため、安心してお買い物に出かけられます。

■品番: 117000

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

●ハッピーⅡ (ツー) トール



重 量: 8.0kg
耐荷重: 100kg
タイヤ径: 前 7.5
(インチ) 後 7.5

座面 30.5
30.5

身長の高い方にも適合したハッピーシリーズのトールタイプです。

■品番: 117070

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

【単位: cm】

●シンフォニーSlim BOX(ボックス)

SHIMA
SHIMA PRODUCT
新規採用重 量: 6.0kg
耐荷重: 75kg
タイヤ径: 前 5.7
(インチ) 後 5.7座面 30
28狭い場所でも小回りが
きき、カゴ受け・フタ付
きBOXにより買い物
に便利な歩行器です。

※カゴは付属しません。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

●ショッピングターン



安寿

重 量: 6.1kg
耐荷重: 100kg
タイヤ径: 前 7.87
(インチ) 後 7.87座面 18.5
37.5買い物カゴが載せ
られるので、歩行車
のまま買い物がで
きます。(バックは
便利な保冷仕様)

■品番: 532-325

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●スーディ(買物用)カウサポ



Panasonic

新規採用

重 量: 6.3kg
耐荷重: 100kg
タイヤ径: 前 7.08
(インチ) 後 5.91座面 25
34買い物カゴ載せシート高
さが66cmと高いためカ
ゴを載せやすく、商品が
入れやすい設計です。

※カゴは付属しません。

■品番: PN-L70101

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

●セーフティーアームロータSPタイプ

EAST

重 量: 8.8kg
耐荷重: 100kg
タイヤ径: 前 8.0
(インチ) 後 6.0座面 24
36買い物やお洗濯、ゴ
ミ出しなどたくさ
んの荷物を持ち運び
することができます。

■品番: RSP

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●テイコブリトルワゴン



幸和製作所

重 量: 7.0kg
耐荷重: 75kg
タイヤ径: 前 5.9
(インチ) 後 5.9座面 20
31大容量のワゴンタイ
プで、店内では買い
物カゴを縦に置いて
買い物ができます。

■品番: WAW07

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

●シンフォニーラクーン



SHIMA

重 量: 7kg
耐荷重: 75kg
タイヤ径: 前 7.1
(インチ) 後 7.1座面 22
32カゴ受けを使用すれ
ば買い物カゴを座面
に載せることができ
ます。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

介護保険
レンタル
対象品特殊寝台・
特殊寝台
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器自動排泄
処理装置介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具住宅改修
について



歩行器

【単位:cm】

●リトルターンⅡ(ツー)



安寿

新規採用



■品番:532-295

重量:6.9kg
耐荷重:100kg
タイヤ径:前7.8
(インチ) 後7.8

全幅48cmのコンパクト設計。歩行能力の変化に応じてタイヤの首振り設定を3種類から選べます。

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●U WalkerⅡ(ユーウォーカーツー)



6段階の速度抑制



■品番:TW-320


重量:10.0kg
耐荷重:80kg
タイヤ径:前7.87
(インチ) 後7.87

98cmまで調整可能な抑速付歩行器。歩き出しから抑速がかかります。

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	

◆リトルターン抑速付

安寿



狭い空間でも扱いやすい全幅50cmの本体設計。急加速時や坂道などで自動的にブレーキが働きます。

抑速ブレーキタイプ

外出先

急加速時に抑速ブレーキが作動して転倒を予防します。



坂道

自動的に抑速ブレーキが作動して加速を抑えるので安心して歩行ができます。



■品番:532-323

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●RT.3



RT.WORKS

新規採用



■品番:RT3-01RD

重量:10kg
耐荷重:100kg
タイヤ径:前7.87
(インチ) 後5.91

充電時間
3時間
座面
18

連続走行時間
約4時間

電動アシストで坂道でも安心して歩行。足元スペースの拡大と手元スイッチの追加により使いやすくなりました。

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●RT.2 / RT.2トール



RT.WORKS



■品番:RT2-01CG-T/RT2-02GY

重量:9.0(9.3)kg
耐荷重:100kg
タイヤ径:前7.64
(インチ) 後5.91

充電時間
3時間
連続走行時間
約4時間

電動アシストだから、坂道や傾いた道でも安心・快適です。

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	
	3割	円/月	

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※マークは非課税の商品です。
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

コード
17-1009コード
67-1009介護保険
について介護保険
レンタル
対象品特殊寝台・
特殊寝台
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器自動排泄
処理装置介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具住宅改修
について

【単位: cm】

■ジスタ (Zista)

幸和製作所
新規採用重量: 5.9kg
耐荷重: 80kg
タイヤ径: 前 6.0
(インチ) 後 6.0座面 23
29.5グリップを握ると駐車ブレーキ
が解除される新機構搭載。ヒヤリ
ハットを防いで安心して使用で
きます。カゴ載せ機能もあります。

■品番: WAW33

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

■スワリナ

抵抗器 屋内用

幸和製作所

重量: 6.4kg
耐荷重: 80kg
タイヤ径: 前 5.9
(インチ) 後 3.9座面 33
34.5前後4輪自在キャス
ターでその場で旋回、
狭小スペースでも使
用できます。

■品番: WAW30

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

◆コンパルリハモ

自立 抑速
ブレーキNabtesco
数量限定重量: 10.9kg
耐荷重: 100kg
タイヤ径: 前 8.0
(インチ) 後 8.0座面 27
36体幹が不安定な方に、体
をあずけられる大型パ
ッドの前腕支持型歩行
車。進みすぎを防止する
抑速ブレーキ搭載です。

■品番: NCR-8A-TA

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 非
	3割	円/月	

◆ラビット歩行補助車

抵抗器

重量: 9.9kg
耐荷重: 100kg
タイヤ径: 前 7.0
(インチ) 後 7.0座面 30
30上半身をあずけて歩く
ことが出来るので、下肢
の負担が軽減されます。


■品番: WA-3

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 非
	3割	円/月	

●シトレア

幸和製作所

自立

重量: 7.9kg
耐荷重: 75kg
タイヤ径: 前 8.0
(インチ) 後 6.0座面 29
28

駐車ブレーキかけ忘れ防止

ベアリングを使用
した車軸

■品番: WAW23

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

車体幅 48cm とコンパクト。力の弱い方でも取り回しやす
い軽量設計です。



歩行器

【単位:cm】

●アルコー 3型(中)

屋内用



無段階

重 量:11.2kg
耐荷重:80kg
タイヤ径:前4.0
(インチ) 後4.0※歩行が不安定な方には、後輪ストッパーも
取付できます。上体をアームに乗せて歩行
する普及型歩行器です。

■品番:100013

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 ⑤
	3割	円/月	

●アルコー 1S-T型

抵抗器

屋内用



6段階

重 量:13.0kg
耐荷重:80kg
タイヤ径:前4.0
(インチ) 後4.0コンパクトで、幅78cm以上
の廊下で回転することが
できます。

■品番:100490

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 ⑤
	2割	円/月	
	3割	円/月	

◆アルコー クローバー G

屋内用



無段階

重 量:12.2kg
耐荷重:80kg
タイヤ径:前4.0
(インチ) 後4.0マット部が前後左右対称のため、トイレや居室、廊下など狭い
環境でも本体を方向転換する
ことなくアプローチができます。

■品番:100629

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	


●ホップステップ

抵抗器

屋内用



55~65 6段階

重 量:14.4kg
耐荷重:100kg
タイヤ径:前4.0
(インチ) 後4.0※実際の折りたたみとは、
アーム部の形状が異な
ります。屋内の狭い廊下でも容易に操
作可能な、六輪歩行器です。

■品番:SM-40


ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 ⑤
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●アルコー CH型

屋内用



無段階

重 量:9.5kg
耐荷重:80kg
タイヤ径:前4.0
(インチ) 後4.0自在 固定
キャスターチェンジ機能小柄な方におすすめです。後輪
には自在と固定の使い分けが
できる機能を装備しています。

■品番:100512

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 ⑤
	3割	円/月	

■室内用歩行器 pasola(パソラ)

抵抗器

屋内用



■品番:KZ-326100

重 量:12kg
耐荷重:80kg
タイヤ径:前4.0
(インチ) 後4.0高さを無段階で
調整でき、肘がず
れにくく、上体を
安定させやすい
歩行器です。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 ⑤
	3割	円/月	

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※⑤マークは非課税の商品です。
 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
 ※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

※下記に記載しているピッチは、一部当社独自で算出したものがございます。【単位: cm】

歩行器スペック早見表

商品名	P	タイプ	品番	使用時最大サイズ					グリップ 内幅	タイヤ(インチ)		重量
				全幅	奥行き	高さ	調節段階	ピッチ		前	後	
セーフティーアーム 固定式	93		SA-C	60~103	43~45	70.0 ~ 80.0	5段階	2.5	43.0	—	—	2.7
セーフティーアームウォーカーミニ	93		SAWSR	53.0~54.0	41~43	59.0 ~ 69.0	5段階	2.5	40.0	—	—	2.7
MgウォーカーⅢ型	93	Sタイプ	—	53.5	44.0	63.0 ~ 74.0	12段階	1.0	35.5	—	—	1.45
		Mタイプ	—	56.0	44.0	74.5 ~ 85.5	12段階	1.0	43.5	—	—	1.55
カーボンウォーカーⅡ	93		WC-3010M	51.5	43.0	77.0 ~ 94.5	8段階	2.5	39.0	—	—	1.65
アルコー10型	93		100517	45.8~47.1	38.0~40.8	62.5 ~ 75.0	6段階	2.5	31.7	—	—	2.3
セーフティーアームウォーカーCタイプ	94	スタンダード	SAWCR	56.0~57.0	51.0	71.5 ~ 81.5	5段階	2.5	44.0	3.0	—	3.1
		ミニタイプ	SAWCSR	54.0~55.0	48.0	64.0 ~ 74.0	5段階	2.5	40.0	3.0	—	2.9
セーフティーアームウォーカーGタイプ	94	スタンダード	SAWGR	67.0~68.0	57.0~59.0	79.5 ~ 89.5	5段階	2.5	44.0	4.0	4.0	4.8
		ミニタイプ	SAWGSR	64.5~65.5	55.0~57.0	72.0 ~ 82.0	5段階	2.5	40.0	4.0	4.0	4.5
セーフティーアームウォーカーLタイプ	94	スタンダード	SAWLR	62.0~63.0	57.0	79.5 ~ 89.5	5段階	2.5	44.0	5.0	3.0	3.8
		ミニタイプ	SAWLSR	60.0~61.0	55.0~57.0	72.0 ~ 82.0	5段階	2.5	40.0	5.0	3.0	3.7
セーフティーアームVタイプウォーカー	94		SAV	63.5	55.0	75.0 ~ 85.0	5段階	2.5	43.5	7.0	5.0	4.9
スライドフィットEX	94	Hタイプ	H-0293CT	58~70	58~61	77.0 ~ 87.0	5段階	2.5	38~46	3.0	3.0	3.9
	94	Mタイプ	M-0293CT	57~63	53~56	70.0 ~ 80.0	5段階	2.5	35~42	3.0	3.0	3.6
ヘルシーワンW	95		H1W-HCB	54.0	55.0	84.0 ~ 93.0	4段階	3.0	31.0	5.7	5.7	4.5
ピュプレストマム	95		PPM-BOF	50.0	62.0	81.5 ~ 89.0	4段階	2.5	31.0	5.7	5.7	5.2
ヘルシーワンレジェール	95		H1LR-TR	53.0	52.0	75.5 ~ 84.5	4段階	2.5	31.0	5.7	5.7	3.95
テコブリトルスリム	95		WAW04	47.0	58.0	64.0 ~ 91.0	10段階	2.8	33.7	5.9	5.9	4.5
セーフティーアームロータポケット	95		RS5470	46.0	52.0	74.0 ~ 86.5	6段階	2.5	35.0	8.0	6.0	6.2
テコブリトル	95		HS05	52.0	64.0	65.0 ~ 83.0	7段階	3.0	36.0	7.1	5.9	5.0
シンフォニーSPスリム	96		—	48.0	60.0	77.5 ~ 86.5	4段階	3.0	37.0	5.7	5.7	4.9
アイルウォークライト	96		—	48.0	59.0	77.0 ~ 86.0	4段階	3.0	37.0	5.7	5.7	5.1
シンフォニーSP	96		—	50.0	56.0	78.5 ~ 88.0	4段階	3.0	43.0	5.7	5.7	5.9
アイルウォークα	96		—	51.5	62.0	79.5 ~ 88.5	4段階	2.5	36.5	7.3	7.3	6.4
ミケーレ	96		WAG01	53.5	60.5	79.0 ~ 95.0	6段階	3.2	35.0	7.9	5.1	5.9
ジェミノ	96	Mタイプ	KZ-325100	60.0	65.0	69.0 ~ 88.0	7段階	3.2	47.0	7.9	7.9	7.3
		Lタイプ	KZ-325200	60.0	65.0	78.0 ~ 100.0	7段階	3.7	47.0	7.9	7.9	7.5
テコブリトルホーム	97		WAW05	47.0	58.0	64.0 ~ 91.0	10段階	3.0	33.7	5.9	5.9	5.5
テコブリトルホームF	97		WAW18	47.5	65.0	73.5 ~ 100.5	10段階	3.0	27.5	5.9	5.9	7.8
スーディ〈室内用〉カジサボ	97		PN-L70201	51.0	56.0	72.5 ~ 90.0	8段階	2.5	32.0	7.0	7.0	5.7
テコブリトルボンベ	97		WAW06	52.0	64.0	74.0 ~ 92.0	7段階	3.0	36.5	5.9	5.9	5.6
ハッピーⅡ	97		117000	55.5	62.0	78.0 ~ 87.0	5段階	2.5	39.0	7.5	7.5	7.7
ハッピーⅡ トール	97		117070	58.5	65.5	78.0 ~ 92.0	7段階	2.5	39.0	7.5	7.5	8.0
シンフォニースリムBOX	98		—	47.5	59.0	79.0 ~ 88.0	4段階	2.5	35.0	5.7	5.7	6.0
ショッピングターン	98		532-325	53.0	73.0	72.5 ~ 90.0	8段階	2.5	37.5	7.87	7.87	6.1
スーディ〈買物用〉カウサボ	98		PN-L70101	52.0	64.0	70.0 ~ 90.0	9段階	2.5	38.0	7.08	5.9	6.3
セーフティーアームロータSPタイプ	98		RSP	50.0	72.0	75.0 ~ 85.0	5段階	2.5	39.0	8.0	6.0	8.8
テコブリトルワゴン	98		WAW07	49.5	60.0	67.0 ~ 91.0	9段階	3.0	36.5	5.9	5.9	7.0
シンフォニーラクーン	98		—	55.0	69.0	85.0 ~ 94.0	4段階	3.0	38.0	7.1	7.1	7.0
リトルターンⅡ	99		532-295	48.0	65.0	74.0 ~ 96.5	10段階	2.5	32.5	7.8	7.8	6.9
UwalkerⅡ	99		TW-320	57.0	65.5	80.5 ~ 98.0	8段階	2.5	38.5	7.87	7.87	10.0
リトルターン抑速付	99		532-323	50.0	65.0	74.0 ~ 86.0	6段階	2.2	34.0	7.87	7.87	8.5
RT.3	99		RT3-01RD	57.0	65.0	74.5 ~ 94.0	7段階	3.0	40.0	7.87	5.91	10.0
RT.2	99		RT2-01CG-T	54.6	74.0	72.5 ~ 85.0	6段階	2.3	35.0	7.64	5.91	9.0
ジスタ (Zista)	100		WAW33	48.0	60.0	70.0 ~ 91.0	8段階	2.5	34.0	6.0	6.0	5.9
スワリナ	100		WAW30	55.0	61.5	71.0 ~ 91.0	6段階	3.5	40.0	5.90	3.90	6.4
コンパルリハモ	100		NCR-8A-TA	54.5	65.0	82.0 ~ 110.0	10段階	2.9	39.0	8.0	8.0	10.9
ラビット歩行補助車	100		WA-3	54.0	60.0	76.0 ~ 96.0	7段階	3.3	40.0	7.0	7.0	9.9
シトレア	100		WAW23	48.0	64.5	77.0 ~ 105.0	10段階	2.9	45.4	7.9	5.9	7.9
アルコー3型 (中)	101	3型	100013	52.0	77.5	82.0 ~ 109.0	無段階	—	35.0	4.0	4.0	11.2
アルコー1S-T型	101	1S-T型	100490	51.5	57.0	87.5 ~ 107.5	6段階	4.0	34.5	4.0	4.0	13.0
アルコークローバーG	100		100629	52.5	52.5	79.0 ~ 106.0	無段階	—	46.2	4.0	4.0	12.2
ホップステップ	101		SM-40	55~65	72.5	98.0 ~ 132.0	無段階	—	33~43	4.0	4.0	14.4
アルコーCH型	101	CH型	100512	52.5	68.0	62.0 ~ 77.0	無段階	—	35.0	4.0	4.0	9.5
室内用歩行器パソラ	101		KZ-326100	63.7	66.8	78.0 ~ 105.0	無段階	—	約30	4.0	4.0	12.0

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。

※保険者 (市区町村) によっては介護保険の対象にならない場合がございます。