




歩行補助つえ

[単位:cm]

●カーボン四点可動式スモールタイプ




ベース部: 10×10 ベース部: 10×10

■品番: ① 74MC-F2 / ② 74MC-3

選択制

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 非
	3割	円/月	
メーカー希望小売価格			21,500円 非

●四点可動式オン・オフさん



ベース部: 10×10 ベース部: 10×10

■品番: ① 77MC-S4 / ② 77MC-C5

選択制

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 非
	3割	円/月	
メーカー希望小売価格			22,500円 非

◆かる楽4点杖360スマートガード付き



ベース部: 9.6×9.6

■品番: 640052

選択制

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 非
	3割	円/月	
メーカー希望小売価格			21,500円 非

●テトラ・ケイン



ベース部: 22×16 ベース部: 22×16

選択制

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 非
	3割	円/月	
メーカー希望小売価格			18,900円 非

●アルミ製四点杖



ベース部: 21×15

ベース部: 21×14

ベース部: 31×20

■品番: ① AQ-30BR / ② MRA-01612 / ③ MRA-01621

選択制

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 非
	3割	円/月	
メーカー希望小売価格			① 6,800円 / ② 7,800円 / ③ 9,600円 非

■楽スマ・スリーベース



ベース部: 11.5×11

■品番: R-103

選択制

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 非
	3割	円/月	
メーカー希望小売価格			22,000円 非

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※マークは非課税の商品です。
 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。

[単位: cm]

●オールアルミ4点支柱杖

株式会社 マキテック

重量:600g
耐荷重:80kg
握り径:φ35オールアルミ
製のおしゃれ
な花柄で外出
するのが楽し
くなります。

ベース部:19×16

■品番:OT-500

選択制

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月		
3割	円/月		円/月(非)
メーカー希望小売価格			8,820円(非)

●コンパクトサイドケイン

幸和製作所

重量:1.3kg
耐荷重:100kg
握り径:φ28片マヒの方は
もちろん、ベ
ッドやトイレ
からの立ちあ
がり補助にも
使えます。

■品番:HKS01

選択制

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月		
3割	円/月		円/月(非)
メーカー希望小売価格			21,900円(非)

●サイドウォーカー

Wheel Chair
Miki重量:1.75kg
耐荷重:100kg
握り径:φ22立ちあがりの
支持や歩行バ
ランスを保つ
のに適してい
ます。

■品番:MRB-02031

選択制

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月		
3割	円/月		円/月(非)
メーカー希望小売価格			15,600円(非)

●ロフトランクラッチ(太) 1本

CRYSTAL
HOME HEALTH CARE PRODUCTS重量:650g
耐荷重:100kg
握り径:φ39前腕で支持するこ
とにより身体を支えま
す。プラスチック樹
脂製アームカフの採用
で前腕にやさしく
フィットします。

■品番:KR-97BA

選択制

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月		
3割	円/月		円/月(非)
メーカー希望小売価格			11,900円(非)

●ロフトランクラッチ 1本

株式会社 赤井

重量:560g
耐荷重:160kg
握り部:約2.5×4プラスチックカフ
ですので、温めて
カフを広げること
ができます。


■品番:No.2661

選択制

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月		
3割	円/月		円/月(非)
メーカー希望小売価格			12,380円(非)

●合わせてパッチン 1本


MISSIN

重量:910g
握り径:φ40蝶ネジを外す
などの面倒な
作業がなく、ワ
ンタッチで握
り高さの調整
が可能です。

■品番:TY156M


ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
2割	円/月		
3割	円/月		円/月(非)

杖の長さの合わせ方

通常使用する履き物を履き、力を抜いて
自然に立ってください。腕を真下に下ろ
した時の床から手首までの長さで合わ
せます。

杖の使い方

下図の②～⑤の動作を繰り返すことで歩行が出来ます。

(例)右手で使用する場合
右手側:健側
左手側:患側

- ①グリップをしっかり握る。 ③4つの脚先を接地させる。 ④左足(患側)を前に出す。
②持ち上げて前へ出す。 ⑤右足(健側)を前に出す。

●上図では杖の一般的な使用方法を(3動作歩行)を説明しています。
ご使用される方の身体状況により杖の正しい使用法は異なります。
※通常、基本的に杖は健側の手で持ち使用します。

介護保険
対象品特殊寝台・
特殊寝台
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器自動排泄
処理装置介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具住宅改修
について