




歩行器

歩行器の使い方

固定型

フレームが固定されている歩行補助器です。



- ①歩行器のグリップをしっかりと握る。
- ②③持ち上げて前に出す。
- ④少しずつ移動する。

固定型



セーフティーアーム
ウォーカー・SS (P93)



セーフティーアーム
ウォーカー・スリム (P93)

キャスター付



セーフティーアーム
Vタイプウォーカー (P94)



セーフティーアームウォーカー
Cタイプ (P93)

前輪360°



ハッピーミニ (P97)




ハッピーII (P97)



ハッピーIIトール
(P97)

キャスター付

脚にキャスターとストッパーの付いた歩行補助器です。



- ①歩行器を前に出す。
- ②真上から体重をかけてストッパーを作動させる。
- ③身体を少しずつ移動する。

握手

持ち運びに便利



ヘルシーワンキャンシット・
ヌーボー (P95)



ヘルシーワンライト
カラフル (P95)



ヘルシーワンW
(P95)



ピウプレストママ
(P95)



ヘルシーワンレジェール
(P95)

コンパクト&スリム



シンフォニーSP (P96)



シンフォニーSPスリム (P96)



アイルウォーフα (P96)



アイルウォーフライト (P96)



ティコブリトル
(P96)



ティコブリトルハイII
(P95)



ティコブリトルスリム
(P96)



セーフティーアーム
ローラータボケット (P97)

酸素ボンベ用



ティコブリトルボンベ (P101)

自動駐車ブレーキ付



ジスタ (P99)

馬蹄型

屋 内

カーボンウォーカーⅡ
(P94)MgウォーカーⅢ型
(P94)アルコー1型/1S型
(P101)らくらくウォーカー
(6輪)
(P101)室内用歩行器
パノラ(P101)アルコークローバーG
(P101)セーフティーアームウォーカー
Mタイプ(P93)セーフティーアームウォーカー
Lタイプ(P93)スライドフィットEX
(P94)スムーディ
(室内用)カジサポ(P94)ティコブリトル
ホーム(P94)ティコブリトル
ホームF(P101)

テーブル付

抵抗器付

ラビットライト
(P100)

肘置き型



シトレア(P100)



ジェミノL(P99)



ミケーレ(P97)



ミシエル(P97)

リトルターンⅡ
(P99)

買い物に便利

ティコブリトル
ワゴン(P98)ショッピング
ターン(P98)シンフォニー
ラクーン(P98)セーフティーアームローラー
SPタイプ(P98)スムーディ(買物用)
カウサポ(P98)シンフォニースリムBOX
(P98)

電動アシスト



RT.3(P100)



RT.2(P100)

抑速ブレーキ

ジェミノM
抑速ブレーキ付(P99)リトルターン
抑速付(P99)U WalkerⅡ
(P99)シトレアワイドR
(P100)

屋 外

前腕支持



歩行器

【単位: cm】



●セーフティーアームウォーカーシリーズ

脚タイプ	サイズ	スタンダード	ハイ	ミニ	SS	スリム
固定式タイプ		使用者身長(目安) 130～150	使用者身長(目安) 145～170	使用者身長(目安) 115～135	使用者身長(目安) 115～135	使用者身長(目安) 130～150
 すべりにくい ゴム付き 歩行器の基本「固定式」。手脚のリハビリに便利です。		選択制 重 量:2.8kg 耐荷重:100kg 品番:SAW	選択制 重 量:3.0kg 耐荷重:100kg 品番:SAWH	選択制 重 量:2.7kg 耐荷重:100kg 品番:SAWS	選択制 重 量:2.5kg 耐荷重:75kg 品番:SAWSS	選択制 重 量:2.7kg 耐荷重:100kg 品番:SW5110
Cタイプ		使用者身長(目安) 140～160	使用者身長(目安) 155～180	使用者身長(目安) 125～145	使用者身長(目安) 125～145	使用者身長(目安) 140～160
 前輪 後輪 前輪は一方に固定され、後輪はストッパー付きで、ゆっくり歩行する方をサポート。		重 量:3.1kg 耐荷重:100kg 品番:SAWC	重 量:3.3kg 耐荷重:100kg 品番:SAWCH	重 量:2.9kg 耐荷重:100kg 品番:SAWCS	重 量:2.7kg 耐荷重:75kg 品番:SAWCSS	重 量:2.9kg 耐荷重:100kg 品番:SW5210
Mタイプ		使用者身長(目安) 140～165	使用者身長(目安) 160～185	使用者身長(目安) 130～150	使用者身長(目安) 130～150	使用者身長(目安) 140～165
 前輪 後輪 前輪3インチのスイングキャスターが自在に動き、方向転換やスムーズな歩行をサポート。		重 量:3.5kg 耐荷重:100kg 品番:SAWM	重 量:3.7kg 耐荷重:100kg 品番:SAWMH	重 量:3.3kg 耐荷重:100kg 品番:SAWMS	重 量:3.1kg 耐荷重:75kg 品番:SAWMSS	重 量:3.3kg 耐荷重:100kg 品番:SW5310
Lタイプ		使用者身長(目安) 155～175	使用者身長(目安) 170～190	使用者身長(目安) 140～165		
 前輪 後輪 前輪5インチの大型ゴムキャスターなので、屋内・屋外で使用できます。		重 量:3.8kg 耐荷重:100kg 品番:SAWL	重 量:4.0kg 耐荷重:100kg 品番:SAWLH	重 量:3.7kg 耐荷重:100kg 品番:SAWLS		

セーフティーアームシリーズは、利用する方の身長や住環境、歩行状態等に応じて、**18種類**の歩行器から選択することができます。また**折りたたむ**ことで、収納・持ち運び・車への積み込みも便利です。

選択制	品番	メーカー希望小売価格
	SAW	20,500円 非
	SAWH	21,000円 非
	SAWS	20,500円 非
	SAWSS	19,500円 非
	SW5110	20,500円 非

サイズ:スタンダード・ハイ・ミニ・SS

サイズ:スリム

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 非
	3割	円/月	

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 非
	3割	円/月	

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 ※**非**マークは非課税の商品です。
 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。
 ※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。

【単位: cm】

●カーボンウォーカーⅡ

SINENTH
株式会社 シンエントス重量: 1.65kg
耐荷重: 100kg
握り径: φ37カーボンファイバー
製のため超軽量で、
折りたたむことがで
きます。

■品番: WC-3010M

選択制

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	
メーカー希望小売価格			54,800円 (非)

●MgウォーカーⅢ型(Sタイプ/Mタイプ)

田辺プレス(株)


重量: S 1.45kg
M 1.55kg
垂直耐荷重: 190kg
(4点接地時)
握り径: φ36超軽量のマグネシウ
ム合金製で非常に軽
く、持ち上げる力が弱
い方にも無理なくお
使いいただけます。

選択制

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	
メーカー希望小売価格			44,800円 (非)

●スライドフィットEX(Hタイプ/Mタイプ)

Uber

重量: 3.9 (3.6) kg
耐荷重: 100kg
タイヤ径: 前 3.0
(インチ) 後 3.0横幅を4(3)段階、
ハンドル角度を15°
まで調節できま
す。後輪はプッシュ
ダウンブレーキ仕
様です。

■品番: H-0293CT / M-0293CT

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 非
	3割	円/月	

●セーフティーアームVタイプウォーカー

EAST
EAST COLTD重量: 4.9 (4.4) kg
耐荷重: 100kg
タイヤ径: 前 7.0
(インチ) 後 5.0前後輪大型ゴムキャス
ターなので特に屋外
での使用におすすめ
です。安心のブレーキ
付です。

■品番: SAV

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●テイコブリトルホーム

幸和製作所

重量: 5.5kg
耐荷重: 75kg
タイヤ径: 前 5.9
(インチ) 後 5.9トレイ付きな
ので、お食事など
ちょっとしたもの
を運ぶのに便利
です。滑りにくい
後輪タイヤを採用。

■品番: WAW05

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

●スーディ〈室内用〉カジサポ

Panasonic

重量: 5.7kg
耐荷重: 100kg
タイヤ径: 前 6.69
(インチ) 後 6.69

便利なバスケット・トレイ付

90cmまで高さ調整可能で、
大型車輪により室内の段差等
にも対応。トレイの下は仕切板
付きバスケット付きです。

■品番: PN-L70201

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	



歩行器

【単位:cm】

◆ヘルシーワンW

withone
ひとりひとりにベスト・ワン重量:4.5kg
耐荷重:75kg
タイヤ径:前5.7
(インチ) 後5.7大型バッグ付きの歩
行車。電車・バス等、公
共交通機関を使われ
る方にオススメです。

■品番:H1W-HCB

※座面はございません。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

◆ヘルシーワンライトカラフル

withone
ひとりひとりにベスト・ワン

数量限定

重量:3.65kg
耐荷重:75kg
タイヤ径:前5.7
(インチ) 後5.7超軽量でおしゃれな歩
行車。電車・バス等、公
共交通機関を使われ
る方にオススメです。

■品番:H1LC-FBL

※座面はございません。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

◆ヘルシーワンレジェール

withone
ひとりひとりにベスト・ワン重量:3.95kg
耐荷重:75kg
タイヤ径:前5.7
(インチ) 後5.7軽量でロータイプ。
電車・バス等、公共
交通機関を使われ
る方にオススメです。

■品番:H1LR-TR

※座面はございません。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

◆ピウプレストママ

withone
ひとりひとりにベスト・ワン重量:5.2kg
耐荷重:75kg
タイヤ径:前5.7
(インチ) 後5.7前輪は3WAYダブル
キャスターで、電車や
バスにも安心して乗れ
る軽量歩行器です。

■品番:PPM-BOF

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

◆ヘルシーワンキャンシット・ヌーボー

withone
ひとりひとりにベスト・ワン重量:5.1kg
耐荷重:75kg
タイヤ径:前5.7
(インチ) 後5.7座面 25.5
32.5ワイドタイプなのに軽量
で小さく折りたたみ、階段
移動時や車への載せ降ろ
しに便利。座面付きです。

■品番:H1CSN-REV

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

◆テイコブリトルハイII



幸和製作所

重量:5.3kg
耐荷重:75kg
タイヤ径:前5.9
(インチ) 後5.9座面 30
28軽量ながら安定感があり、
安全性に優れています。押し
手高が74cm～92cmまで調
整可能なので身長の高い方
でもお使いいただけます。

■品番:WAW15

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

【単位: cm】

●シンフォニー SP



重 量: 5.9kg
耐荷重: 100kg
タイヤ径: 前 5.7
(インチ) 後 5.7

座面 27
34.5

片方の手指の力が弱い
方でも、どちらかのブ
レーキ操作で両後輪にブ
レーキがききます。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

●シンフォニー SPスリム



重 量: 4.9kg
耐荷重: 75kg
タイヤ径: 前 5.7
(インチ) 後 5.7

座面 26
31

片方だけのブレーキ操作
で両後輪を制御できます。
スリムかつ前輪を 360° に
することができます。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

●アイルウォークα



重 量: 6.4kg
耐荷重: 75kg
タイヤ径: 前 7.3
(インチ) 後 7.3

座面 28
35.5

座面の上げ下ろしに合わせ
て自動でブレーキが解除&
作動するので安全です。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

●アイルウォークライト



重 量: 5.1kg
耐荷重: 75kg
タイヤ径: 前 5.7
(インチ) 後 5.7

座面 26
31

座面とブレーキが連動する
コンパクト歩行車。華やか
で上品なシャルムブルー。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

●テイコブリトル



重 量: 5.0kg
耐荷重: 75kg
タイヤ径: 前 7.1
(インチ) 後 5.9

座面 30
28

押し手高が低い位置
(65cm) から調節が
でき、背の低い方に
も対応します。

■品番: HS05

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

●テイコブリトルスリム



重 量: 4.5kg
耐荷重: 75kg
タイヤ径: 前 5.9
(インチ) 後 5.9

座面 25
23.5

コンパクトで小回り
が利くため、狭い曲が
り角や室内でも楽に
使え、軽くて持ち運び
に便利です。

■品番: WAW04

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

介護保険
レンタル
対象品特殊寝台・
特殊寝台
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器自動排泄
処理装置介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具住宅改修
について



歩行器

[単位:cm]

◆ハッピーⅡ(ツー)

竹虎



■品番:117000

カゴが座面の下にあるため、安心してお買い物に出かけられます。

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

◆ハッピーⅡ(ツー)トール

竹虎




■品番:117070

身長の高い方にも適合したハッピーシリーズのトールタイプです。

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

●セーフティーアームロータポケット



■品番:RS5470

86.5cmまで高さ調節可能なコンパクト歩行器です。身の回りの持ち物を携帯しやすい大容量のバッグ付きです。

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

●ハッピーⅢ(スリー)ミニ

竹虎

新規採用



■品番:117093

折りたたみ時自立可能。狭い場所や室内でも使いやすいコンパクトタイプです。

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

●ミケーレ



■品番:WAG01

5.9kgと軽く、左右折りたたみでコンパクトに収納できます。

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

●ミシェル



■品番:WAW22

車体幅48cmで、狭い通路でも扱いやすい歩行車です。

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

【単位: cm】

●スーディ〈買物用〉カウサポ



Panasonic



■品番:PN-L70101

重量:6.3kg
耐荷重:100kg
タイヤ径:前7.08
(インチ) 後5.91

座面 25
34

買い物カゴ載せシート高
さが66cmと高いためカ
ゴを載せやすく、商品が
入れやすい設計です。

※カゴは付属しません。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	円/月

●ショッピングターン



安寿



■品番:532-325

重量:6.1kg
耐荷重:100kg
タイヤ径:前7.87
(インチ) 後7.87

座面 18.5
37.5

買い物カゴが載せ
られるので、歩行車
のまま買い物がで
きます。(バックは
便利な保冷仕様)

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●シンフォニーラクーン

SHIMA
SHIMA PRODUCT

重量:7kg
耐荷重:75kg
タイヤ径:前7.1
(インチ) 後7.1

座面 22
32

カゴ受けを使用すれ
ば買い物カゴを座面
に載せることができ
ます。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●シンフォニーSlimBOX(ボックス)

SHIMA
SHIMA PRODUCT

重量:6.0kg
耐荷重:75kg
タイヤ径:前5.7
(インチ) 後5.7

座面 30
28

狭い場所でも小回り
がきき、カゴ受け・フタ付
きBOXにより買い物
に便利な歩行器です。

※カゴは付属しません。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●テイコブリトルワゴン



幸和製作所



■品番:WAW07

重量:7.0kg
耐荷重:75kg
タイヤ径:前5.9
(インチ) 後5.9

座面 20
31

大容量のワゴンタイ
プで、店内では買い
物カゴを縦に置いて
買い物ができます。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●セーフティーアームロータSPタイプ

EAST
EAST & CO. LTD.

■品番:RSP

重量:8.8kg
耐荷重:100kg
タイヤ径:前8.0
(インチ) 後6.0

座面 24
36

買い物やお洗濯、ゴ
ミ出しなどたくさ
んの荷物を持ち運び
することができます。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	

※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。 ※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。
※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。

介護保険
対象品特殊寝台・
特殊寝台
付属品床ずれ
防止用具体位
変換器車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト

手すり

歩行
補助つえ

歩行器

徘徊
感知機器自動排泄
処理装置介護保険
購入
対象品

腰掛便座

排泄予測
支援機器入浴
補助用具

簡易浴槽

リフト
吊り具住宅改修
について




歩行器

【単位: cm】

●リトルターンⅡ(ツー)



安寿



■品番:532-295


全幅48cmのコンパクト設計。歩行能力の変化に応じてタイヤの首振り設定を3種類から選べます。

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

◆リトルターン抑速付



安寿



■品番:532-323

狭い空間でも扱いやすい全幅50cmの本体設計。急加速時や坂道などで自動的にブレーキが働きます。

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

●ジェミノ



PARAMOUNT BED



■品番:KZ-325200

安定感があり、背の高い方におすすめの歩行車です。押し手高100cmまで調整ができます。

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

●ジェミノM抑速ブレーキ付

PARAMOUNT BED
新規採用

■品番:KZ-325121

転倒につながる急加速時や下り坂で速度が出すぎないようにする抑速キャスター付き。4段階で強さが設定できます。

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

■ジスタ (Zista)



幸和製作所



■品番:WAW33

グリップを握ると駐車ブレーキが解除される新機構搭載。ヒヤリハットを防いで安心して使用できます。カゴ載せ機能もあります。

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

●U WalkerⅡ(ユーウォーカーツー)

TAKANO
HeartWorks

■品番:TW-320

98cmまで調整可能な抑速付歩行器。歩き出しから抑速がかかります。

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	円/月

【単位: cm】

●RT.3



RT.WORKS



■品番: RT3-01RD

重量: 10kg
耐荷重: 100kg
タイヤ径: 前 7.87
(インチ) 後 5.91

充電時間
3時間
座面
18
連続走行時間
約4時間
※条件により数値は異なる場合がございます。

電動アシストで坂道でも安心して歩行。足元スペースの拡大と手元スイッチの追加でより使いやすくなりました。

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

◆RT.2 / RT.2トール



RT.WORKS



■品番: RT2-01CG-T/RT2-02GY

重量: 9.0(9.3)kg
耐荷重: 100kg
タイヤ径: 前 7.64
(インチ) 後 5.91

充電時間
3時間
座面
21
連続走行時間
約4時間
※条件により数値は異なる場合がございます。

電動アシストだから、坂道や傾いた道でも安心・快適です。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

●シトレアワイドR



幸和製作所

新規採用



■品番: WAW28

重量: 9.8kg
耐荷重: 100kg
タイヤ径: 前 7.9
(インチ) 後 5.9

座面
29
34

幅が広めのワイド設計。抑速ブレーキ内蔵の後輪pallu(パルル)がついています。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

抑速ブレーキとは

急加速時や坂道などで作動して速度が上がりすぎるのを抑え、転倒リスクを軽減します。歩行状態や住環境に合わせてブレーキ力の設定が可能です。

現状の歩行車



歩行車に追いつけずに「転倒!」

抑速ブレーキ付歩行車



急加速時のみ自動的にブレーキが作動して「転倒防止!」

●ラビットライト



幸和製作所

新規採用



■品番: WR-7-IW

重量: 8.5kg
耐荷重: 100kg
タイヤ径: 前 7.0
(インチ) 後 7.0

座面
30
30

折りたたみ自立し、小回りのしやすい前腕支持タイプ。左右独立の簡易抵抗器付です。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

●シトレア



幸和製作所

新規採用



■品番: WAW23

重量: 7.9kg
耐荷重: 75kg
タイヤ径: 前 7.9
(インチ) 後 5.9

座面
29
28

車体幅48cmとコンパクト。力の弱い方でも取り回しやすい軽量設計です。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	



歩行器

【単位:cm】

■テイコブリトルボンベ



幸和製作所

重 量:5.6kg
耐荷重:75kg
タイヤ径:前約5.9
(インチ) 後約5.9

座面 33

ボンベ架寸法: 28
約径11.5×長さ14
(積載可能サイズ)
約径10.5×長さ46以下ボンベが隠せ、**酸素
療法**をしたままで外
出ができます。

■品番:WAW06

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

●テイコブリトルホームF




幸和製作所

重 量:7.8kg
耐荷重:75kg
タイヤ径:前5.9
(インチ) 後5.9スリム設計で狭い通路も通り
やすく、食事などを運ぶ便利
な**トレイ付**の屋内歩行器です。

■品番:WAW18

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

●アルコー1型/1S型

重 量:
1型 13.0kg
1S型 12.4kg
耐荷重:80kg
タイヤ径:前4.0
(インチ) 後4.0折りたたみが
簡単。保管す
るのに場所を
とりません。


■品番: 1型 100001 / 1S型 100415

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 非
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●らくらくウォーカー (6輪)



MATSUNAGA

重 量:14.4kg
耐荷重:100kg
タイヤ径:前4.0
(インチ) 後4.0小回りが効くので移
動がラクラク。操作性
と安定性を兼ね備え
た、**幅調整**のできる歩
行器です。

■品番:SM-40

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 非
	2割	円/月	
	3割	円/月	

■室内用歩行器 pasola(パソラ)




PARAMOUNT BEC

※塩化ビニール製のタイル
やクッションフロアー等
は、床材の成分とゴムの化
学反応により、床の変色が
発生する場合があります。高さを無段階で
調整でき、肘がず
れにくく、上体を
安定させやすい
歩行器です。

■品番:KZ-326100

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月 非
	2割	円/月	
	3割	円/月	

◆アルコークローバー G

重 量:12.2kg
耐荷重:80kg
タイヤ径:前4.0
(インチ) 後4.0マット部が**前後左右対称**のた
め、トイレや居室、廊下など**狭い
環境**でも本体を方向転換する
ことなくアプローチができます。

■品番:100629

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	

※下記に記載しているピッチは、一部当社独自で算出したものがございます。【単位: cm】

歩行器スペック早見表

商品名	P	タイプ	品番	使用時最大サイズ					グリップ 内幅	タイヤ径(インチ)		重量 (kg)
				全幅	奥行き	高さ	調節段階	ピッチ		前	後	
セーフティーアームウォーカー	93	スタンダード	SAW	57.0	45.0	66.5 ~ 76.5	5段階	2.5	44.0	—	—	2.8
		ミニタイプ	SAWS	54.0	43.0	59.0 ~ 69.0	5段階	2.5	40.0	—	—	2.7
		ハイタイプ	SAWH	58.5	46.0	75.5 ~ 85.5	5段階	2.5	44.0	—	—	3.0
		SSタイプ	SAWSS	47.0	39.0	59.0 ~ 69.0	5段階	2.5	33.0	—	—	2.5
		スリムタイプ	SW5110	51.0	42.0	66.5 ~ 76.5	5段階	2.5	31.0	—	—	2.7
セーフティーアームウォーカーCタイプ	93	スタンダード	SAWC	57.0	51.0	71.5 ~ 81.5	5段階	2.5	44.0	3.0	—	3.1
		ミニタイプ	SAWCS	55.0	48.0	64.0 ~ 74.0	5段階	2.5	40.0	3.0	—	2.9
		ハイタイプ	SAWCH	58.5	51.0	80.5 ~ 90.5	5段階	2.5	44.0	3.0	—	3.3
		SSタイプ	SAWCSS	47.0	44.0	64.0 ~ 74.0	5段階	2.5	33.0	3.0	—	2.7
		スリムタイプ	SW5210	51.0	48.0	71.5 ~ 81.5	5段階	2.5	31.0	3.0	—	2.9
セーフティーアームウォーカーMタイプ	93	スタンダード	SAWM	62.0	54.0	73.5 ~ 83.5	5段階	2.5	44.0	3.0	3.0	3.5
		ミニタイプ	SAWMS	60.0	52.0	66.0 ~ 76.0	5段階	2.5	40.0	3.0	3.0	3.3
		ハイタイプ	SAWMH	64.0	54.0	82.5 ~ 92.5	5段階	2.5	44.0	3.0	3.0	3.7
		SSタイプ	SAWMSS	52.0	48.0	66.0 ~ 76.0	5段階	2.5	33.0	3.0	3.0	3.1
		スリムタイプ	SW5310	56.0	48.0	73.5 ~ 83.5	5段階	2.5	31.0	3.0	3.0	3.3
セーフティーアームウォーカーLタイプ	93	スタンダード	SAWL	63.0	57.0	79.5 ~ 89.5	5段階	2.5	44.0	5.0	3.0	3.8
		ミニタイプ	SAWLS	61.0	55.0	72.0 ~ 82.0	5段階	2.5	40.0	5.0	3.0	3.7
		ハイタイプ	SAWLH	64.5	57.0	88.5 ~ 98.5	5段階	2.5	44.0	5.0	3.0	4.0
カーボンウォーカーⅡ	94		WC-3010M	51.5	43.0	77.0 ~ 94.5	8段階	2.5	39.0	—	—	1.65
MgウォーカーⅢ型	94	Sタイプ	—	53.5	44.0	63.0 ~ 74.0	12段階	1.0	35.5	—	—	1.45
		Mタイプ	—	56.0	44.0	74.5 ~ 85.5	12段階	1.0	43.5	—	—	1.55
スライドフィットEX	94	Hタイプ	H-0293CT	58~70	58~61	77.0 ~ 87.0	5段階	2.5	38~46	3.0	3.0	3.9
		Mタイプ	M-0293CT	57~63	53~56	70.0 ~ 80.0	5段階	2.5	35~42	3.0	3.0	3.6
セーフティーアームVタイプウォーカー	94	スタンダード	SAV	63.5	55.0	75.0 ~ 85.0	5段階	2.5	43.5	7.0	5.0	4.9
		ミニタイプ	SAVS	60.0	53.0	69.5 ~ 79.5	5段階	2.5	40.0	5.0	5.0	4.4
テイクブリトルホーム	94		WAW05	47.0	58.0	64.0 ~ 91.0	10段階	3.0	33.7	5.9	5.9	5.5
スーディ〈室内用〉カジサボ	94		PN-L70201	51.0	56.0	72.5 ~ 90.0	8段階	2.5	32.0	6.69	6.69	5.7
ヘルシーワンW	95		H1W-HCB	54.0	55.0	84.0 ~ 93.0	4段階	3.0	31.0	5.7	5.7	4.5
ヘルシーワンライトカラフル	95		H1LC-FBL	48.0	52.0	79.0 ~ 88.0	4段階	3.0	30.0	5.7	5.7	3.65
ヘルシーワンレジェール	95		H1LR-TR	53.0	52.0	75.5 ~ 84.5	4段階	3.0	31.0	5.7	5.7	3.95
ピュブレストマム	95		PPM-BOF	50.0	62.0	81.5 ~ 89.0	4段階	2.5	31.0	5.7	5.7	5.2
ヘルシーワンキャンシット・ヌーボー	95		H1CSN-REV	57.0	65.0	83.0 ~ 94.0	6段階	2.0	36.0	5.7	5.7	5.1
テイクブリトルハイⅡ	95		WAW15	52.0	62.5	74.0 ~ 92.0	7段階	3.0	36.5	5.9	5.9	5.3
シンフォニーS P	96		—	50.0	56.0	78.5 ~ 88.0	4段階	3.0	43.0	5.7	5.7	5.9
シンフォニーSPスリム	96		—	48.0	60.0	77.5 ~ 86.5	4段階	3.0	37.0	5.7	5.7	4.9
アイルウォークα	96		—	51.5	62.0	79.5 ~ 88.5	4段階	3.0	36.5	7.3	7.3	6.4
アイルウォークライト	96		—	48.0	59.0	77.0 ~ 86.0	4段階	3.0	37.0	5.7	5.7	5.1
テイクブリトル	96		HS05	52.0	64.0	65.0 ~ 83.0	7段階	3.0	36.0	7.1	5.9	5.0
テイクブリトルスリム	96		WAW04	47.0	58.0	64.0 ~ 91.0	10段階	2.8	33.7	5.9	5.9	4.5
ハッピーⅡ	97		117000	55.5	62.0	78.0 ~ 87.0	5段階	2.25	39.0	7.5	7.5	7.7
ハッピーⅡトール	97		117070	58.5	65.5	78.0 ~ 92.0	7段階	2.3	39.0	7.5	7.5	8.0
セーフティーアームロータポケット	97		RS5470	46.0	52.0	74.0 ~ 86.5	6段階	2.3	35.0	8.0	6.0	6.2
ハッピーⅢミニ	97		117093	58.0	51.0	70.5 ~ 84.0	7段階	2.25	33.0	7.0	7.0	6.4
ミケーレ	97		WAG01	53.5	60.5	79.0 ~ 95.0	6段階	3.2	35.0	7.9	5.1	5.9
ミシェル	97		WAW22	48.0	57.5	70.0 ~ 88.0	6段階	3.6	33.0	7.9	5.1	5.6
スーディ〈買物用〉カウサボ	98		PN-L70101	52.0	64.0	70.0 ~ 90.0	9段階	2.5	38.0	7.08	5.91	6.3
ショッピングターン	98		532-325	53.0	73.0	72.5 ~ 90.0	8段階	2.5	37.5	7.87	7.87	6.1
シンフォニーラクーン	98		—	55.0	69.0	85.0 ~ 94.0	4段階	3.0	38.0	7.1	7.1	7.0
シンフォニースリムBOX	98		—	47.5	59.0	79.0 ~ 88.0	4段階	3.0	35.0	5.7	5.7	6.0
テイクブリトルワゴン	98		WAW07	49.5	60.0	67.0 ~ 91.0	9段階	3.0	36.5	5.9	5.9	7.0
セーフティーアームロータSPタイプ	98		RSP	50.0	72.0	75.0 ~ 85.0	5段階	2.5	39.0	8.0	6.0	8.8
リトルターンⅡ	99		532-295	48.0	65.0	74.0 ~ 96.5	10段階	2.5	32.5	7.8	7.8	6.9
リトルターン抑速付	99		532-323	50.0	65.0	74.0 ~ 86.0	6段階	2.4	34.0	7.87	7.87	8.5
ジェミノL	99		KZ-325200	60.0	65.0	78.0 ~ 100.0	15段階	1.6	47.0	7.8	7.8	7.5
ジェミノM抑速ブレーキ付	99		KZ-325121	60.0	65.0	69.0 ~ 88.0	13段階	1.6	47.0	7.8	7.8	8.8
ジスタ(Zista)	99		WAW33	48.0	60.0	70.0 ~ 91.0	8段階	3.0	34.0	5.9	5.9	5.9
U WalkerⅡ	99		TW-320	57.0	65.5	80.5 ~ 98.0	8段階	2.5	38.5	7.87	7.87	10.0
RT.3	100		RT3-01RD	57.0	65.0	74.5 ~ 94.0	7段階	3.0	40.0	7.87	5.91	10.0
RT.2	100		RT2-01CG-T	54.6	74.0	72.5 ~ 85.0	6段階	2.3	35.0	7.64	5.91	9.0
シトレアワイドR	100		WAW28	54.5	67.5	77.0 ~ 105.0	10段階	3.1	52.0	7.9	5.9	9.8
ラビットライト	100		WR-7-IW	51.0	57.5	80.0 ~ 105.0	8段階	3.6	38.0	7.0	7.0	8.5
シトレア	100		WAW23	48.0	64.5	77.0 ~ 105.0	10段階	3.2	45.4	7.9	5.9	7.9
テイクブリトルボンベ	101		WAW06	52.0	64.0	74.0 ~ 92.0	7段階	3.0	36.5	5.9	5.9	5.6
テイクブリトルホームF	101		WAW18	47.5	65.0	73.5 ~ 100.5	10段階	3.0	27.5	5.9	5.9	7.8
アルコー1型	101	1型	100001	57.0	70.0	92.0 ~ 112.0	6段階	3.5	39.0	4.0	4.0	13.0
アルコー1S型	101	1S型	100415	51.5	57.0	87.5 ~ 107.5	6段階	3.5	34.5	4.0	4.0	12.4
らくらくウォーカー(6輪)	101		SM-40	55~65	72.5	86.0 ~ 120.0	無段階	—	33~43	4.0	4.0	14.4
室内用歩行器パソラ	101		KZ-326100	63.7	66.8	78.0 ~ 105.0	無段階	—	約30	4.0	4.0	12.0
アルコークローパーG	101		100629	52.5	52.5	79.0 ~ 106.0	無段階	—	46.2	4.0	4.0	12.2

※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。 ※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。
 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。