




# 歩行器

## 歩行器の使い方

### 固定型

フレームが固定されている歩行補助器です。



- ①歩行器のグリップをしっかりと握る。
- ②③持ち上げて前に出す。
- ④少しずつ移動する。

### 固定型



セーフティーアーム  
ウォーカー・SS (P93)



セーフティーアーム  
ウォーカー・スリム (P93)

### キャスター付




セーフティーアーム  
Vタイプウォーカー (P94)



セーフティーアームウォーカー  
Cタイプ (P93)

### キャスター付

脚にキャスターとストッパーの付いた歩行補助器です。



- ①歩行器を前に出す。
- ②真上から体重をかけてストッパーを作動させる。
- ③身体を少しずつ移動する。

### 前輪360°



ハッピーミニ (P97)



ハッピーⅢ (P97)



ハッピーⅡ (P97)

## 握手

### 持ち運びに便利



ヘルシーワンキャンシット  
ヌーボー (P95) ヘルシーワンライト  
カラフル (P95)



ヘルシーワンW (P95) レジェールキャンシット  
(P95)



ヘルシーワンレジェール  
(P95)

### コンパクト&スリム



シンフォニーSP (P96)



かるスリム (P96)



アイルウォークα (P96)



アイルウォークライト (P96)



テイコブリトル  
(P96)



テイコブリトルハイⅡ  
(P95)



テイコブリトルスリム  
(P96)



セーフティーアーム  
ロータポケット (P97)

### 酸素ボンベ用



テイコブリトルボンベ (P101)

### 自動駐車ブレーキ付



ジスタ (P99)

# 屋内

## 馬蹄型



カーボンウォーカーII (P94) MgウォーカーIII型 (P94)



アルコール1型/1S型 (P101)



らくらくウォーカー (6輪) (P101) 室内用歩行器 パノラ (P101) アルコークローバーG (P101)

## テーブル付



スムーディ (室内用)カジサポ (P94) テイコブリトル ホーム (P94) テイコブリトル ホームF (P101)

## 抵抗器付



ラビット歩行補助車 (P100)

## 肘置き型



シトレア (P100)

# 前腕支持

## 買い物に便利



テイコブリトル ワゴン (P98) ショッピング ターン (P98)



シンフォニー ラクーン (P98) セーフティームローラ SPタイプ (P98)



スムーディ(買物用) カウサポ (P98) シンフォニスリムBOX (P98)

## 電動アシスト



RT.3 (P100)



RT.2 (P100)

## 抑速ブレーキ



コンパル (P99) リトルターンII 抑速プラス (P99)



U WalkerII (P99) シトレアワイドR (P100)

# 屋外

※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。



# 歩行器

[単位: cm]

## ●セーフティーアームウォーカーシリーズ

脚タイプ	サイズ	スタンダード	ハイ	ミニ	SS	スリム
<b>固定式タイプ</b>	使用者身長(目安) 130~150	使用者身長(目安) 145~170	使用者身長(目安) 115~135	使用者身長(目安) 115~135	使用者身長(目安) 130~150	使用者身長(目安) 130~150
	<b>選択制</b> 重量:2.8kg 耐荷重:100kg	<b>選択制</b> 重量:3.0kg 耐荷重:100kg	<b>選択制</b> 重量:2.7kg 耐荷重:100kg	<b>選択制</b> 重量:2.5kg 耐荷重:75kg	<b>選択制</b> 重量:2.7kg 耐荷重:100kg	
すべりにくい ゴム付き						
歩行器の基本「固定式」。手脚のリハビリに便利です。	■品番:SAW	■品番:SAWH	■品番:SAWS	■品番:SAWSS	■品番:SW5110	
<b>Cタイプ</b>	使用者身長(目安) 140~160	使用者身長(目安) 155~180	使用者身長(目安) 125~145	使用者身長(目安) 125~145	使用者身長(目安) 140~160	使用者身長(目安) 140~160
	重量:3.1kg 耐荷重:100kg	重量:3.3kg 耐荷重:100kg	重量:2.9kg 耐荷重:100kg	重量:2.7kg 耐荷重:75kg	重量:2.9kg 耐荷重:100kg	
前輪は一方に固定され、後輪はストッパー付きで、ゆっくり歩行する方をサポート。						
	■品番:SAWC	■品番:SAWCH	■品番:SAWCS	■品番:SAWCSS	■品番:SW5210	
<b>Mタイプ</b>	使用者身長(目安) 140~165	使用者身長(目安) 160~185	使用者身長(目安) 130~150	使用者身長(目安) 130~150	使用者身長(目安) 140~165	使用者身長(目安) 140~165
	重量:3.5kg 耐荷重:100kg	重量:3.7kg 耐荷重:100kg	重量:3.3kg 耐荷重:100kg	重量:3.1kg 耐荷重:75kg	重量:3.3kg 耐荷重:100kg	
前輪3インチのスイングキャスターが自在に動き、方向転換やスムーズな歩行をサポート。						
	■品番:SAWM	■品番:SAWMH	■品番:SAWMS	■品番:SAWMSS	■品番:SW5310	
<b>Lタイプ</b>	使用者身長(目安) 155~175	使用者身長(目安) 170~190	使用者身長(目安) 140~165	使用者身長(目安) 140~165		
	重量:3.8kg 耐荷重:100kg	重量:4.0kg 耐荷重:100kg	重量:3.7kg 耐荷重:100kg			
前輪5インチの大型ゴムキャスターなので、屋内・屋外で使用できます。						
	■品番:SAWL	■品番:SAWLH	■品番:SAWLS			

セーフティーアームシリーズは、利用する方の身長や住環境、歩行状態等に応じて、**18種類**の歩行器から選択することができます。また**折りたたむ**ことで、収納・持ち運び・車への積み込みも便利です。

選択制	品番	メーカー希望小売価格
	SAW	20,500円 <b>非</b>
	SAWH	21,000円 <b>非</b>
	SAWS	20,500円 <b>非</b>
	SAWSS	19,500円 <b>非</b>
	SW5110	20,500円 <b>非</b>

### サイズ:スタンダード・ハイ・ミニ・SS

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 <b>非</b>
	3割	円/月	

### サイズ:スリム

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 <b>非</b>
	3割	円/月	

[単位: cm]

## ●カーボンウォーカーⅡ

SINENTH  
SINENTH シンエントス



重量: 1.65kg  
耐荷重: 100kg  
握り径: φ37

カーボンファイバー製のため超軽量で、折りたたむことができます。

■品番: WC-3010M

選択制

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 非
	3割	円/月	
メーカー希望小売価格			54,800円 非

## ●MgウォーカーⅢ型(Sタイプ/Mタイプ)

田辺プレス(株)



重量: S 1.45kg  
M 1.55kg  
垂直耐荷重: 190kg  
(4点接地時)  
握り径: φ36

超軽量のマグネシウム合金製で非常に軽く、持ち上げる力が弱い方にも無理なくお使いいただけます。

選択制

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 非
	3割	円/月	
メーカー希望小売価格			44,800円 非

## ●スライドフィットEX(Hタイプ/Mタイプ)

Uber



重量: 3.9(3.6)kg  
耐荷重: 100kg  
タイヤ径: 前3.0(インチ) 後3.0

横幅を4(3)段階、ハンドル角度を15°まで調節できます。後輪はプッシュダウンブレーキ仕様です。

■品番: H-0293CT / M-0293CT

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 非
	3割	円/月	

## ●セーフティアームVタイプウォーカー

EAST  
EAST I COL LTD



重量: 4.9(4.4)kg  
耐荷重: 100kg  
タイヤ径: 前7.0(インチ) 後5.0

前後輪大型ゴムキャスターなので特に屋外での使用におすすめです。安心のブレーキ付です。

■品番: SAV

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 非
	3割	円/月	

## ●テイコブリトルホーム

幸和製作所



重量: 5.5kg  
耐荷重: 75kg  
タイヤ径: 前5.9(インチ) 後5.9

トレイ付きなので、お食事などちょっとしたものを運ぶのに便利です。滑りにくい後輪タイヤを採用。

■品番: WAW05

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

## ●スムーディ(室内用)カジサポ

Panasonic



重量: 5.7kg  
耐荷重: 100kg  
タイヤ径: 前6.69(インチ) 後6.69

90cmまで高さ調整可能で、大型車輪により室内の段差等にも対応。トレイの下は仕切板付きバスケット付きです。

■品番: PN-L70201

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。

介護保険  
レンタル  
対象品

特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器

自動排泄  
処理装置

介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器

入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具

住宅改修  
について



# 歩行器

[単位: cm]

## ヘルシーワンW

withone  
オビロ・オビロにベスト・ワン



重量:4.5kg  
耐荷重:75kg  
タイヤ径:前5.7  
88 (インチ) 後5.7

大型バッグ付きの歩行車。電車・バス等、公共交通機関を使われる方にオススメです。

■品番:H1W-HCB

※座面はございません。

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

## ヘルシーワンライトカラフル

withone  
オビロ・オビロにベスト・ワン

数量限定



重量:3.65kg  
耐荷重:75kg  
92タイヤ径:前5.7  
83 (インチ) 後5.7

超軽量でおしゃれな歩行車。電車・バス等、公共交通機関を使われる方にオススメです。

■品番:H1LC-FBL

※座面はございません。

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

## ヘルシーワンレジェール

withone  
オビロ・オビロにベスト・ワン



重量:3.95kg  
耐荷重:75kg  
タイヤ径:前5.7  
88 (インチ) 後5.7

軽量でロータイプ。電車・バス等、公共交通機関を使われる方にオススメです。

■品番:H1LR-TR

※座面はございません。

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

## ピウプレストママ

withone  
オビロ・オビロにベスト・ワン



重量:5.2kg  
耐荷重:75kg  
タイヤ径:前5.7  
90 (インチ) 後5.7

座面 30  
30

前輪は3WAYダブルキャスターで、電車やバスにも安心して乗れる軽量歩行器です。

■品番:PPM-BOF

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

## ヘルシーワンキャンシット・ヌーボー

withone  
オビロ・オビロにベスト・ワン



重量:5.1kg  
耐荷重:75kg  
タイヤ径:前5.7  
99.5 (インチ) 88.5 後5.7

座面 25.5  
32.5

ワイドタイプなのに軽量で小さく折りたため、階段移動時や車への載せ降ろしに便利。座面付きです。

■品番:H1CSN-REV

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

## テイコブリトルハイII

幸和製作所



重量:5.3kg  
耐荷重:75kg  
タイヤ径:前5.9  
99.5 (インチ) 81.5 後5.9

座面 30  
28


軽量ながら安定感があり、安全性に優れています。押し手高が74cm~92cmまで調整可能なので身長の高い方でもお使いいただけます。

■品番:WAW15

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

[単位: cm]

## ●シンフォニー SP



重量: 5.9kg  
耐荷重: 100kg  
タイヤ径: 前 5.7 (インチ) 後 5.7

座面 27  
34.5

片方の手指の力が弱い方でも、どちらかのブレーキ操作で**両後輪**にブレーキがききます。

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	円/月

## ●かるスリム



重量: 4.9kg  
耐荷重: 75kg  
タイヤ径: 前 5.9 (インチ) 後 5.9

座面 18.5  
28.5

片方だけのブレーキ操作で**両後輪**を制御できます。スリムかつ前輪を360°にすることができます。

■品番: SCW-01-CPP

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	円/月

## ●アイルウォークα



重量: 6.4kg  
耐荷重: 75kg  
タイヤ径: 前 7.3 (インチ) 後 7.3

座面 28  
35.5

座面の上げ下ろしに合わせて自動でブレーキが解除&作動するので安全です。

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	円/月

## ●アイルウォークライト



重量: 5.1kg  
耐荷重: 75kg  
タイヤ径: 前 5.7 (インチ) 後 5.7

座面 26  
31

座面とブレーキが連動するコンパクト歩行車。華やかで上品なシャルムブルー。

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	円/月

## ●テイコブリトル



重量: 5.0kg  
耐荷重: 75kg  
タイヤ径: 前 7.1 (インチ) 後 5.9

座面 30  
28

押し手高が低い位置(65cm)から調節ができ、背の低い方にも対応します。

■品番: HS05

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	円/月

## ●テイコブリトルスリム



重量: 4.5kg  
耐荷重: 75kg  
タイヤ径: 前 5.9 (インチ) 後 5.9

座面 25  
23.5

コンパクトで小回りが利くため、狭い曲がり角や室内でも楽に使え、軽くて持ち運びに便利です。

■品番: WAW04

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	円/月

※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。 ※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。  
※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。

介護保険  
レンタル  
対象品

特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器

自動排泄  
処理装置

介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器

入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具

住宅改修  
について



# 歩行器

【単位: cm】

## ◆ハッピーⅡ(ツー)

竹虎



■品番: 117000

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

## ●ハッピーⅢ(スリー)



竹虎  
新規採用



■品番: 117090

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

## ●セーフティーアームロータポケット



■品番: RS5470

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

## ◆ハッピーミニ

竹虎  
数量限定



■品番: 117002

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

## ●ミケーレ



■品番: WAG01

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

## ●ミシェル



■品番: WAW22

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。  
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。

[単位: cm]

## ●スーディ〈買物用〉カウサポ

Panasonic



重量:6.3kg  
耐荷重:100kg  
タイヤ径:前7.08  
(インチ) 後5.91

座面 25  
34

買い物カゴ載せシート高さが66cmと高いためカゴを載せやすく、商品が入れやすい設計です。

※カゴは付属しません。

■品番:PN-L70101

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	円/月

## ●ショッピングターン

安寿



重量:6.1kg  
耐荷重:100kg  
タイヤ径:前7.87  
(インチ) 後7.87

座面 18.5  
37.5

買い物カゴが載せられるので、歩行車のまま買い物ができます。(バックは便利な保冷仕様)

■品番:532-325

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	円/月

## ●シンフォニーラクーン

SHIMA SHIMA PRODUCT



重量:7kg  
耐荷重:75kg  
タイヤ径:前7.1  
(インチ) 後7.1

座面 22  
32

カゴ受けを使用すれば買い物カゴを座面に載せることができます。

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	円/月

## ●シンフォニースリムBOX(ボックス)

SHIMA SHIMA PRODUCT



重量:6.0kg  
耐荷重:75kg  
タイヤ径:前5.7  
(インチ) 後5.7

座面 30  
28

狭い場所でも小回りがきき、カゴ受け・フタ付きBOXにより買い物に便利な歩行器です。

※カゴは付属しません。

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	円/月

## ●テイコブリトルワゴン

幸和製作所



重量:7.0kg  
耐荷重:75kg  
タイヤ径:前5.9  
(インチ) 後5.9

座面 20  
31

大容量のワゴンタイプで、店内では買い物カゴを縦に置いて買い物ができます。

■品番:WAW07

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	円/月

## ●セーフティーアームロータSPタイプ

EAST EAST CO.LTD



重量:8.8kg  
耐荷重:100kg  
タイヤ径:前8.0  
(インチ) 後6.0

座面 24  
36

買い物やお洗濯、ゴミ出しなどたくさんの荷物を持ち運ぶことができます。

■品番:RSP

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	円/月

※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。 ※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。  
※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。

介護保険  
レンタル  
対象品

特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器

自動排泄  
処理装置

介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器

入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具

住宅改修  
について



# 歩行器

[単位: cm]

## U Walker II (ユーウォーカーツー)



6段階の  
速度抑制



重量: 10.0kg  
耐荷重: 80kg  
タイヤ径: 前 7.87  
(インチ) 後 7.87

座面 23  
36

98cmまで調整可能な  
抑速付歩行器。歩き出しから抑速がかかります。

■品番: TW-320

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

## コンパル

Nabtesco

数量限定



重量: 8.9kg  
耐荷重: 100kg  
タイヤ径: 前 8.0  
(インチ) 後 8.0

座面 18.5  
39

通常歩行時は軽く歩行ができ、転倒につながる急加速時や下り坂で自動的にブレーキが作動します。

■品番: NCR-8A-MA

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

## リトルターンII (ツー)

安寿

10段階



重量: 6.9kg  
耐荷重: 100kg  
タイヤ径: 前 7.8  
(インチ) 後 7.8

座面 22  
34

全幅48cmのコンパクト設計。歩行能力の変化に応じてタイヤの首振り設定を3種類から選べます。

■品番: 532-295

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

## リトルターンII (ツー) 抑速プラス

安寿  
新規採用

10段階



重量: 8.8kg  
耐荷重: 100kg  
タイヤ径: 前 7.8  
(インチ) 後 7.8

座面 22  
34

狭い空間でも扱いやすい全幅50cmの本体設計。急加速時や坂道などで自動的にブレーキが働きます。杖立て付き。

■品番: 532-297

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

## ジェミノ

PARAMOUNT BEC

15段階



重量: 7.5kg  
耐荷重: 150kg  
タイヤ径: 前 7.8  
(インチ) 後 7.8

座面 18  
40

安定感があり、背の高い方におすすめの歩行車です。押し手高100cmまで調整ができます。

■品番: KZ-325200

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

## ジスタ (Zista)

幸和製作所

8段階



重量: 5.9kg  
耐荷重: 80kg  
タイヤ径: 前 5.9  
(インチ) 後 5.9

座面 23  
29.5

グリップを握ると駐車ブレーキが解除される新機構搭載。ヒヤリハットを防いで安心して使用できます。カゴ載せ機能もあります。

■品番: WAW33

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

[単位: cm]

## ●RT.3



RT.WORKS



重量:10kg  
耐荷重:100kg  
タイヤ径:前7.87  
(インチ) 後5.91

充電時間  
3時間  
座面 18  
連続走行時間  
約4時間  
※条件により数値は異なる場合がございます。

電動アシストで坂道でも安心して歩行。足元スペースの拡大と手元スイッチの追加により使いやすくなりました。

■品番:RT3-01RD

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

## ◆RT.2 / RT.2トール



RT.WORKS



重量:9.0(9.3)kg  
耐荷重:100kg  
タイヤ径:前7.64  
(インチ) 後5.91

充電時間  
3時間  
座面 21  
連続走行時間  
約4時間  
※条件により数値は異なる場合がございます。

電動アシストだから、坂道や傾いた道でも安心・快適です。

■品番:RT2-01CG-T/RT2-02GY

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

## ●シトレアワイドR



幸和製作所

新規採用



重量:9.8kg  
耐荷重:100kg  
タイヤ径:前7.9  
(インチ) 後5.9

座面 29  
34

幅が広めのワイド設計。抑速ブレーキ内蔵の後輪pallu(パルル)がついています。

■品番:WAW28

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

## 抑速ブレーキとは


急加速時や坂道などで作動して速度が上がりすぎるのを抑え、転倒リスクを軽減します。歩行状態や住環境に合わせてブレーキ力の設定が可能です。

現状の歩行車



歩行車に追いつけずに「転倒!」

抑速ブレーキ付歩行車



急加速時のみ自動的にブレーキが作動して「転倒防止!」

## ◆ラビット歩行補助車

抵抗器

数量限定



重量:9.9kg  
耐荷重:100kg  
タイヤ径:前7.0  
(インチ) 後7.0

座面 30  
30

上半身をあずけて歩くことが出来るので、下肢の負担が軽減されます。

■品番:WA-3

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

## ●シトレア



幸和製作所



重量:7.9kg  
耐荷重:75kg  
タイヤ径:前7.9  
(インチ) 後5.9

座面 29  
28

車体幅48cmとコンパクト。力の弱い方でも取り回しやすい軽量設計です。

■品番:WAW23

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。 ※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。  
※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。

介護保険  
レンタル  
対象品

特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品

床ずれ  
防止用具

体位  
変換器

車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器

自動排泄  
処理装置

介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器

入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具

住宅改修  
について



# 歩行器

[単位: cm]

## ■テイコブリトルボンベ

幸和製作所



重量: 5.6kg  
耐荷重: 75kg  
タイヤ径: 前約5.9 (インチ) 後約5.9

座面 33

ボンベ架寸法: 28  
約径11.5×長さ14 (積載可能サイズ)  
約径10.5×長さ46以下

ボンベが隠せ、**酸素療法**をしたままで外出ができます。

■品番: WAW06

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

## ●テイコブリトルホームF

幸和製作所

10段階



重量: 7.8kg  
耐荷重: 75kg  
タイヤ径: 前5.9 (インチ) 後5.9

スリム設計で狭い通路も通りやすく、食事などを運ぶ便利な**トレイ付**の屋内歩行器です。

■品番: WAW18

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

## ●アルコー1型/1S型



重量:  
1型 13.0kg  
1S型 12.4kg  
耐荷重: 80kg  
タイヤ径: 前4.0 (インチ) 後4.0

折りたたみが簡単。保管するのに場所をとりません。

■品番: 1型 100001 / 1S型 100415

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

## ●らくらくウォーカー(6輪)

MATSUNAGA



重量: 14.4kg  
耐荷重: 100kg  
タイヤ径: 前4.0 (インチ) 後4.0

小回りが効くので移動がラクラク。操作性と安定性を兼ね備えた、幅調整のできる歩行器です。

■品番: SM-40

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

## ■室内用歩行器 pasola(パソラ)

PARAMOUNT BEC





※塩化ビニール製のタイルやクッションフロア等は、床材の成分とゴムの化学反応により、床の変色が発生する場合があります。

高さを無段階で調整でき、肘がずれにくく、上体を安定させやすい歩行器です。

■品番: KZ-326100

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月 (非)
	3割	円/月	

## ◆アルコークローバー G



重量: 12.2kg  
耐荷重: 80kg  
タイヤ径: 前4.0 (インチ) 後4.0

マット部が前後左右対称のため、トイレや居室、廊下など狭い環境でも本体を方向転換することなくアプローチができます。

■品番: 100629

ご利用者負担額	1割	円/月	レンタル料金
	2割	円/月	円/月
	3割	円/月	

\*地域によっては取扱いのない商品もございます。 \*表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。 \* (非)マークは非課税の商品です。 \*商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 \*商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。

※下記に記載しているピッチは、一部当社独自で算出したものがございます。【単位: cm】

## 歩行器スペック早見表

商品名	P	タイプ	品番	使用時最大サイズ					グリップ 内幅	タイヤ径(インチ)		重量 (kg)
				全幅	奥行き	高さ	調節段階	ピッチ		前	後	
セーフティーアームウォーカー	93	スタンダード	SAW	57.0	45.0	66.5～76.5	5段階	2.5	44.0	—	—	2.8
		ミニタイプ	SAWS	54.0	43.0	59.0～69.0	5段階	2.5	40.0	—	—	2.7
		ハイタイプ	SAWH	58.5	46.0	75.5～85.5	5段階	2.5	44.0	—	—	3.0
		SSタイプ	SAWSS	47.0	39.0	59.0～69.0	5段階	2.5	33.0	—	—	2.5
		スリムタイプ	SW5110	51.0	42.0	66.5～76.5	5段階	2.5	31.0	—	—	2.7
セーフティーアームウォーカーCタイプ	93	スタンダード	SAWC	57.0	51.0	71.5～81.5	5段階	2.5	44.0	3.0	—	3.1
		ミニタイプ	SAWCS	55.0	48.0	64.0～74.0	5段階	2.5	40.0	3.0	—	2.9
		ハイタイプ	SAWCH	58.5	51.0	80.5～90.5	5段階	2.5	44.0	3.0	—	3.3
		SSタイプ	SAWCSS	47.0	44.0	64.0～74.0	5段階	2.5	33.0	3.0	—	2.7
		スリムタイプ	SW5210	51.0	48.0	71.5～81.5	5段階	2.5	31.0	3.0	—	2.9
セーフティーアームウォーカーMタイプ	93	スタンダード	SAWM	62.0	54.0	73.5～83.5	5段階	2.5	44.0	3.0	3.0	3.5
		ミニタイプ	SAWMS	60.0	52.0	66.0～76.0	5段階	2.5	40.0	3.0	3.0	3.3
		ハイタイプ	SAWMH	64.0	54.0	82.5～92.5	5段階	2.5	44.0	3.0	3.0	3.7
		SSタイプ	SAWMSS	52.0	48.0	66.0～76.0	5段階	2.5	33.0	3.0	3.0	3.1
		スリムタイプ	SW5310	56.0	48.0	73.5～83.5	5段階	2.5	31.0	3.0	3.0	3.3
セーフティーアームウォーカーLタイプ	93	スタンダード	SAWL	63.0	57.0	79.5～89.5	5段階	2.5	44.0	5.0	3.0	3.8
		ミニタイプ	SAWLS	61.0	55.0	72.0～82.0	5段階	2.5	40.0	5.0	3.0	3.7
		ハイタイプ	SAWLH	64.5	57.0	88.5～98.5	5段階	2.5	44.0	5.0	3.0	4.0
カーボンウォーカーⅡ	94		WC-3010M	51.5	43.0	77.0～94.5	8段階	2.5	39.0	—	—	1.65
MgウォーカーⅢ型	94	Sタイプ	—	53.5	44.0	63.0～74.0	12段階	1.0	35.5	—	—	1.45
		Mタイプ	—	56.0	44.0	74.5～85.5	12段階	1.0	43.5	—	—	1.55
スライドフィットEX	94	Hタイプ	H-0293CT	58～70	58～61	77.0～87.0	5段階	2.5	38～46	3.0	3.0	3.9
		Mタイプ	M-0293CT	57～63	53～56	70.0～80.0	5段階	2.5	35～42	3.0	3.0	3.6
セーフティーアームVタイプウォーカー	94	スタンダード	SAV	63.5	55.0	75.0～85.0	5段階	2.5	43.5	7.0	5.0	4.9
		ミニタイプ	SAVS	60.0	53.0	69.5～79.5	5段階	2.5	40.0	5.0	5.0	4.4
テイクブリトルホーム	94		WAW05	47.0	58.0	64.0～91.0	10段階	3.0	33.7	5.9	5.9	5.5
スムーディ〈室内用〉カジサボ	94		PN-L70201	51.0	56.0	72.5～90.0	8段階	2.5	32.0	6.69	6.69	5.7
ヘルシーワンW	95		H1W-HCB	54.0	55.0	84.0～93.0	4段階	3.0	31.0	5.7	5.7	4.5
ヘルシーワンライトカラフル	95		H1LC-FBL	48.0	52.0	79.0～88.0	4段階	3.0	30.0	5.7	5.7	3.65
ヘルシーワンレジェール	95		H1LR-TR	53.0	52.0	75.5～84.5	4段階	3.0	31.0	5.7	5.7	3.95
ピュプレストマム	95		PPM-BOF	50.0	62.0	81.5～89.0	4段階	2.5	31.0	5.7	5.7	5.2
ヘルシーワンキャンシット・ヌーボー	95		H1CSN-REV	57.0	65.0	83.0～94.0	6段階	2.0	36.0	5.7	5.7	5.1
テイクブリトルハイⅡ	95		WAW15	52.0	62.5	74.0～92.0	7段階	3.0	36.5	5.9	5.9	5.3
シンフォニーS P	96		—	50.0	56.0	78.5～88.0	4段階	3.0	43.0	5.7	5.7	5.9
かるスリム	96		SCW-01-CPP	48.0	59.0	77.5～86.5	4段階	3.0	34.5	5.9	5.9	4.9
アイルウォークα	96		—	51.5	62.0	79.5～88.5	4段階	3.0	36.5	7.3	7.3	6.4
アイルウォークライト	96		—	48.0	59.0	77.0～86.0	4段階	3.0	37.0	5.7	5.7	5.1
テイクブリトル	96		HS05	52.0	64.0	65.0～83.0	7段階	3.0	36.0	7.1	5.9	5.0
テイクブリトルスリム	96		WAW04	47.0	58.0	64.0～91.0	10段階	3.0	33.7	5.9	5.9	4.5
ハッピーⅡ	97		117000	55.5	62.0	78.0～87.0	5段階	2.25	39.0	7.5	7.5	7.7
ハッピーⅢ	97		117090	56.5	52.0	80.0～93.0	7段階	2.16	39.0	7.5	7.5	8.2
セーフティーアームロータポケット	97		RS5470	46.0	52.0	74.0～86.5	6段階	2.3	35.0	8.0	6.0	6.2
ハッピーミニ	97		117002	50.0	57.5	70.0～79.0	5段階	2.25	33.0	7.1	7.1	6.5
ミケーレ	97		WAG01	53.5	60.5	79.0～95.0	6段階	3.2	35.0	7.9	5.1	5.9
ミシェル	97		WAW22	48.0	57.5	70.0～88.0	6段階	3.6	33.0	7.9	5.1	5.6
スムーディ〈買物用〉カウサボ	98		PN-L70101	52.0	64.0	70.0～90.0	9段階	2.5	38.0	7.08	5.91	6.3
ショッピングターン	98		532-325	53.0	73.0	72.5～90.0	8段階	2.5	37.5	7.87	7.87	6.1
シンフォニーラクーン	98		—	55.0	69.0	85.0～94.0	4段階	3.0	38.0	7.1	7.1	7.0
シンフォニースリムBOX	98		—	47.5	59.0	79.0～88.0	4段階	3.0	35.0	5.7	5.7	6.0
テイクブリトルワゴン	98		WAW07	49.5	60.0	67.0～91.0	9段階	3.0	36.5	5.9	5.9	7.0
セーフティーアームロータSPタイプ	98		RSP	50.0	72.0	75.0～85.0	5段階	2.5	39.0	8.0	6.0	8.8
U WalkerⅡ	99		TW-320	57.0	65.5	80.5～98.0	8段階	2.5	38.5	7.87	7.87	10.0
コンパル	99		NCR-8A-MA	54.0	70.5	78.0～100.0	10段階	2.3	39.5	8.0	8.0	8.9
リトルターンⅡ	99		532-295	48.0	65.0	74.0～96.5	10段階	2.5	32.5	7.8	7.8	6.9
リトルターンⅡ抑速プラス	99		532-297	50.0	65.0	74.0～96.5	10段階	2.5	32.5	7.8	7.8	8.8
ジェミノL	99		KZ-325200	60.0	65.0	78.0～100.0	15段階	1.6	47.0	7.8	7.8	7.5
ジスタ(Zista)	99		WAW33	48.0	60.0	70.0～91.0	8段階	3.0	34.0	5.9	5.9	5.9
RT.3	100		RT3-01RD	57.0	65.0	74.5～94.0	7段階	3.0	40.0	7.87	5.91	10.0
RT.2	100		RT2-01CG-T	54.6	74.0	72.5～85.0	6段階	2.3	35.0	7.64	5.91	9.0
シトレアワイドR	100		WAW28	54.5	67.5	77.0～105.0	10段階	3.1	52.0	7.9	5.9	9.8
ラビット歩行補助車	100		WA-3	54.0	60.0	76.0～96.0	7段階	3.0	40.0	7.0	7.0	9.9
シトレア	100		WAW23	48.0	64.5	77.0～105.0	10段階	3.2	45.4	7.9	5.9	7.9
テイクブリトルボンベ	101		WAW06	52.0	64.0	74.0～92.0	7段階	3.0	36.5	5.9	5.9	5.6
テイクブリトルホームF	101		WAW18	47.5	65.0	73.5～100.5	10段階	3.0	27.5	5.9	5.9	7.8
アルコー1型	101	1型	100001	57.0	70.0	92.0～112.0	6段階	3.5	39.0	4.0	4.0	13.0
アルコー1S型	101	1S型	100415	51.5	57.0	87.5～107.5	6段階	3.5	34.5	4.0	4.0	12.4
らくらくウォーカー(6輪)	101		SM-40	55～65	72.5	86.0～120.0	無段階	—	33～43	4.0	4.0	14.4
室内用歩行器パソラ	101		KZ-326100	63.7	66.8	78.0～105.0	無段階	—	約30	4.0	4.0	12.0
アルコークローパーG	101		100629	52.5	52.5	79.0～106.0	無段階	—	46.2	4.0	4.0	12.2

※メーカーによっては、耐荷重が最大使用者体重を示している場合がございます。 ※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。  
※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。