



# 認知症老人徘徊感知機器

※ご利用者様の安全を見守る補助をするものであり、転倒、転落の防止や安全を保障するものではありません。【単位: cm】

## ●CAREai LoRa(ケアアイローラ)無線 つながるシリーズ シンプルモデル

Hakaru+

新規採用



### LoRa(ローラ)無線とは


LPWA(Low Power Wide Area)の1種で、低消費電力で長距離通信ができます。920MHz帯の周波数を使用するため、免許不要ですぐに利用できます。見通し約1.5kmの長距離無線です。

寸法および仕様

電波到達距離: 約1.5km

| サイズ表 (cm)  | 全幅  | 全長   | 高さ   | 重量(g) |
|------------|-----|------|------|-------|
| 超音波センサー    | 13  | 9.3  | 3.9  | 130   |
| 送信機        | 10  | 3.5  | 6.7  | 145   |
| 受信機(ペンダント) | 5.3 | 2.3  | 10.8 | 115   |
| ふむふむセンサーS  | 80  | 50   | 0.2  | 900   |
| ふむふむアダプター  | 5   | 1.36 | 7.4  | 30    |

### 超音波センサーセット



3種類のセンサーモード

### 超音波センサー ふむふむセンサー(Sサイズ)セット



※建物の形状や障害物など設置環境により通信距離は変動します。

### 超音波センサーセット

| ご利用者負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|---------|----|-----|--------|
|         | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|         | 3割 | 円/月 |        |

### ふむふむセンサー(Sサイズ)セット

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

超音波やコードレスマットセンサーにより離床や徘徊等を検知しお知らせします。見通し1.5Kmと無線通信の距離が長いのが特徴です。

## ◆CAREai(ケアアイ) ライトシリーズ かんたんモデル

Hakaru+

寸法および仕様

電波到達距離: 約100m

| サイズ表 (cm)  | 全幅  | 全長   | 高さ  | 重量(g) |
|------------|-----|------|-----|-------|
| 超音波センサー    | 13  | 9.3  | 3.9 | 130   |
| 送信機        | 10  | 3.5  | 6.7 | 160   |
| 受信機(ペンダント) | 4.5 | 1.9  | 9.3 | 60    |
| ふむふむセンサーS  | 80  | 50   | 0.2 | 900   |
| ふむふむアダプター  | 5   | 1.36 | 7.4 | 30    |

### 超音波センサーセット



3種類のセンサーモード

### ふむふむセンサー(Sサイズ)セット



### 超音波センサーセット

|             |    |     |                   |
|-------------|----|-----|-------------------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金<br><br>円/月 |
|             | 2割 | 円/月 |                   |
|             | 3割 | 円/月 |                   |

### ふむふむセンサー(Sサイズ)セット

|             |    |     |        |
|-------------|----|-----|--------|
| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|             | 2割 | 円/月 | 円/月    |
|             | 3割 | 円/月 |        |

超音波センサーが離床や徘徊等を検知し、お知らせします。コードレスマットタイプもあります

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。  
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。

※ご利用者様の安全を見守る補助をするものであり、転倒、転落の防止や安全を保障するものではありません。【単位: cm】



## ◆アイベビーシニア/アイベビーシニア徘徊

株式会社エクセルエンジニアリング

数量限定

どんなに離れていても  
カメラで安心見守り

※画像はイメージです。スマートフォンは付属しません。

スマホにリアルタイム映像を  
表示

双方向通話が可能

※本機器を使用するためにはWi-Fi環境が別途必要です。

カメラの前で人が動くと、**動体検知**により本体から音を鳴らして知らせます。介助者のスマートフォンで**映像確認**も可能。**マットセンサー**との連携でより効果的に見守ることができます。

寸法および仕様

電波到達距離: 約100m(フロアセンサー)

| サイズ表 (cm) | 全幅   | 全長   | 高さ   | 重量(g) |
|-----------|------|------|------|-------|
| 本体        | 13.2 | 14.2 | 11.0 | 430   |
| フロアセンサー   | 45   | 80   | 0.45 | 800   |
| 送信機       | 4.1  | 6.9  | 0.9  | 23    |

マットセンサーと組み合わせて感知精度を  
さらに高めることができます。

アイベビーシニア本体 ■品番:RH7100

| ご利用者<br>負担額 | 1割  | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|-----|-----|--------|
| 2割          | 円/月 | 円/月 |        |
| 3割          | 円/月 | 円/月 |        |

アイベビーシニア徘徊(マットセット) ■品番:SH7100

| ご利用者<br>負担額 | 1割  | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|-----|-----|--------|
| 2割          | 円/月 | 円/月 |        |
| 3割          | 円/月 | 円/月 |        |

## ■お散歩コール

TECHNOS 外出を知らせる  
“徘徊感知機器”+”オプション機能(GPS)”

お散歩タグ



見守ガイド

愛用する 杖 や 歩行器 に  
取付けできます♪

| サイズ表 (cm) | 全幅   | 全長  | 高さ  | 重量(g) |
|-----------|------|-----|-----|-------|
| 見守ガイド     | 11.5 | 2.8 | 6.9 | 約130  |
| お散歩タグ     | 3.5  | 2.5 | 7.0 | 約60   |

■運用イメージ



お散歩タグから見守ガイドまでの電波到達距離は、見通しで約80m以内です。

①介護保険レンタル対象

②介護保険レンタル対象外

※オプション (GPS)

杖などに取付けた「お散歩タグ」を持って屋外に出ると、屋内に設置した「見守ガイド」のアラーム音でお知らせします。


■品番:OGP-1

| ご利用者<br>負担額 | 1割  | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|-----|-----|--------|
| 2割          | 円/月 | 円/月 |        |
| 3割          | 円/月 | 円/月 |        |

## オプションサービス (介護保険対象外)

オプション機能は、専用アプリを用いてGPS端末(お散歩タグ)を携帯または杖などに装着した方のおおよその位置をメールで確認できるサービスです。

※ご利用には別途条件がございますのでお問い合わせください。



※メールイメージです。



オプションサービス(介護保険外)を利用することで、離れた場所(外出先)でも対象者のおおよその位置をスマートフォンにお知らせできます。お散歩タグは防滴仕様です。

オプションサービス利用料

330円/月

オプションサービス利用料は、株式会社テクノスジャパンへのお支払いとなります。

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。 ※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。 ※環境によっては設置できない場合がございます。

介護保険  
レンタル  
対象品特殊寝台・  
特殊寝台  
付属品床ずれ  
防止用具体位  
変換器車いす・  
車いす  
付属品

スロープ

移動用  
リフト

手すり

歩行  
補助つえ

歩行器

徘徊  
感知機器自動排泄  
処理装置介護保険  
購入  
対象品

腰掛便座

排泄予測  
支援機器入浴  
補助用具

簡易浴槽

リフト  
吊り具住宅改修  
について





# 認知症老人徘徊感知機器

福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与

コード  
17-1011コード  
67-1011

※ご利用者様の安全を見守る補助をするものであり、転倒、転落の防止や安全を保障するものではありません。【単位:cm】

## ◆家族コール3・スマート/ポータブル/ワイド

TECHNOS



### ◆【スマート】 電波到達距離:約80m

持ち運べて、受信履歴が確認できる高性能タイプ

■品番: A HKSM-3A / B HKSM-3B / C HKSM-3C / D HKSM-3D

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|----|-----|--------|
|             | 2割 | 円/月 |        |
|             | 3割 | 円/月 |        |

### ◆【ポータブル】 電波到達距離:約100m

72dBの大音量で据え置き・携帯両用タイプ

■品番: A HKPT-3A / B HKPT-3B / C HKPT-3C / D HKPT-3D

| ご利用者<br>負担額 | 1割 | 円/月 | レンタル料金 |
|-------------|----|-----|--------|
|             | 2割 | 円/月 |        |
|             | 3割 | 円/月 |        |

メーカー独自のプラットフォームを利用するので契約手続きや追加料金は不要です。 ※メール受信にかかる通信料はご利用者負担です。(ワイドタイプ)  
センサーが作動すると、見守ルーターからメロディ音が鳴ります。ご利用者に合わせて**4種類のセンサータイプと受信機**を選ぶことができ、音や振動でお知らせします。

### 受信機の 種類

家族コール3・スマートには、携帯型受信機、  
家族コール3・ポータブルには、ポータブル受信機、  
家族コールワイドには、見守ルーターがセットとなります。

#### 携帯型 受信機



#### ポータブル 受信機



#### 見守 ルーター



### 寸法および仕様

| サイズ表 (cm) | 全幅   | 全長   | 高さ  | 重量(g) |
|-----------|------|------|-----|-------|
| 送信機       | 10   | 6.2  | 2.5 | 150   |
| 携帯型受信機    | 5.3  | 8.6  | 1.4 | 65    |
| ポータブル受信機  | 6.8  | 11.5 | 1.9 | 120   |
| 見守ルーター    | 13.5 | 7.6  | 3.5 | 約270  |

### Aタイプ 床に足を着くと知らせます。

設置イメージ



| サイズ表 (cm) | 全幅  | 全長 | 高さ  | 重量(g) |
|-----------|-----|----|-----|-------|
| 床センサーK    | 100 | 50 | 0.3 | 1500  |

床センサーK

### Bタイプ 起き上がると知らせます。

設置イメージ



| サイズ表 (cm) | 全幅 | 全長 | 高さ  | 重量(g) |
|-----------|----|----|-----|-------|
| ベッドセンサーK  | 80 | 25 | 0.6 | 600   |

ベッドセンサーK

### Cタイプ 検出範囲に入ると知らせます。

設置イメージ



| サイズ表 (cm)    | 全幅 | 全長 | 高さ  | 重量(g) |
|--------------|----|----|-----|-------|
| 超音波・赤外線センサーK | 11 | 7  | 3.5 | 150   |

超音波・赤外線センサーK

### Dタイプ ドアを開けると知らせます。

設置イメージ



| サイズ表 (cm) | 全幅 | 全長  | 高さ  | 重量(g) |
|-----------|----|-----|-----|-------|
| ドアスイッチK   | 5  | 1.2 | 1.2 | 32    |

ドアスイッチK

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。  
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。  
※環境によっては設置できない場合がございます。

## くすりコール・ライト



〔寸法〕幅:38×高さ62×奥行2.5  
〔重量〕約500g  
〔電源〕AC100Vまたは単3型乾電池×6



## ■ ボタンひとつで伝わる安心



## ■ 時刻がくると「光」と「音」でお知らせ

遠くからでもわかる大型LEDランプとメロディ音で知らせます。



## ■ 透明で見やすい収納ポケット

中身が一目でわかる、あさ、ひる、よる、寝る前の薬を1週間収納。



服薬する時刻になると、「光」と「メロディ音」でお知らせして飲み忘れを防止します。1週間分、1日4回の薬をストックできます。

レンタル料金

円/月

販売 税込価格

35,200円

※カレンダー部分の交換をご希望の場合は別途料金が発生します。

## オプションサービス

オプション機能は、専用アプリを用いてメール通知機能と服薬レポートの確認がスマートフォンでできるサービスです。

| 最新 服薬レポート |    |    |    |     |
|-----------|----|----|----|-----|
| 服薬        | 18 | 回  | 86 | %   |
| 飲み忘れ      | 3  | 回  | 14 | %   |
|           | あさ | ひる | よる | ねる前 |
| 月         | ○  | ○  | ○  |     |
| 火         | ○  | ×  | ○  |     |
| 水         | ○  | ○  | ×  |     |
| 木         | ○  | ○  | ○  |     |
| 金         | ○  | ×  | ○  |     |
| 土         | ○  | ○  | ○  |     |
| 日         | ○  | ○  | ○  |     |

服薬レポート画面

## アプリ機能その1 服薬メール

服薬メールは、服薬や飲み忘れを家族にメールでお知らせします。  
メール送信先は「3件」まで登録できます。

(送信先例)

家族のほか、介助者・薬剤師などの支援者

## アプリ機能その2 服薬レポート

服薬レポートは、服薬や飲み忘れを○・×で表示します。  
今まで確認の難しかった高齢者の服薬状況が一目で確認できるので、服薬支援と見守りにつなげることができます。

## ご利用条件

家族(介助者)がスマートフォンを利用しており、メール受信ができること。(無料メールアドレスは推奨していません。通知メールが届かない可能性があります。)

## オプションサービス申込み、支払いについて

- ① オプションサービスのご利用にあたりましては、お客様ご自身でサービス提供会社の株式会社テクノスジャパンへ利用開始の申込みをし、サービス利用料の課金契約をおこなってください。
- ② オプションサービス利用料の支払いは、クレジット決済のみとなります。ご利用可能なクレジットカード:VISA/Master/JCB/AMEX/Diners

## オプションサービス利用料

330円/月

オプションサービス利用料は、株式会社テクノスジャパンへのお支払いとなります。

オプションサービスを利用することで、服薬や飲み忘れを家族や介助者にメールでお知らせします。宛先は3件まで登録できます。

※利用限度額を超えた場合のサービス利用料は全額自己負担となります。 ※商品によっては廃盤商品のため同等商品にて対応させていただく場合がございます。  
※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。 ※表示してある税込価格は令和7年4月時点での参考価格です。